

Alle Vorteile auf einem Blick

- Die Lösung für **Varus-Gonarthrose**
- Die HTO-Platte vereint das Prinzip der Abstandhaltertechnik und der Winkelstabilität
- Gewährleistung einer hohen Primärstabilität für eine optimale Konsolidierung der Osteotomie
- Sehr kurzes Plattendesign verringert die Invasivität der Hautinzision
- **Frühfunktionelle Nachbehandlung** möglich
- Abstandhalter zur Erhöhung der **kortikalen Abstützung**
- Anatomisch ausgerichteter Schraubenstrahl der Spongiosa- und Kortikalisschrauben
- Zur sicheren Platzierung der Schrauben steht **optional ein Zielblock** zur Verfügung

*Hohe Tibia Osteotomie



Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für

HTO-PLATTE 6.0/4.5 ws medial

wecken konnten, melden Sie sich bei uns



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498-550

oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.

www.koenigsee-implantate.de

HTO*-PLATTE

für Kopf-Schrauben 6.0
für Schaft-Schrauben 4.5



Indikationen

- Primäre unikompartimentelle **Varus-Gonarthrose** (Hauptindikation)
- **Posttraumatische Varus-Deformierung** im Bereich des Tibiakopfes
- **LCA-Plastik beim Varustyp** (valgisierend-extendierend)
- Postero-laterale Instabilität (valgisierend-flektierend)
- Zusatzeingriff beim Varus-Typ
- Mediale Knorpelschäden des Kniegelenkes, sub-totaler oder totaler Innenmeniskus-Verlust, gegebenenfalls in Kombination mit einem Knorpel-regenerativen Verfahren (zum Beispiel Mikrofrakturierung, autologe Chondrozyten-Transplantation, AMIC) bzw. Meniskusnaht oder Meniskusersatz bei Patienten mit Varus-Fehlstellung.


Zielgruppe

- Die Versorgung mit einer winkelstabilen HTO-Platte erfolgt bei adulten Patienten.
- Es liegt keine Einschränkung auf ausgewählte ethnische Gruppen vor. Die Zielgruppe wird lediglich durch anatomische Parameter begrenzt.




Eigenschaften

- **Langloch zur intraoperativen Ausrichtung der Platte** durch Montieren des Abstandshalters
- Drei oder sieben **winkelstabile Schaftlöcher** für winkelstabile Kortikalisschrauben \varnothing 4.5 mm
- Drei **winkelstabile Kopflöcher** für winkelstabile Spongiaschrauben \varnothing 6.0 mm
- Plattenlängen 63 und 93 mm
- K-Drahtlöcher zur temporären Fixation der Platte
- Anatomisch geformtes seitenspezifisches Plattendesign
- Plattenstärke: 3.0 mm
- Reintitan; braun anodisiert



Set HTO-Platte




HTO-Platte 4.5/6.0 ws ISK T SET


HTO Abstandshalter
Breite 8 mm
Höhen: 5 – 15 mm
Titan; braun anodisiert



HTO Schraube für Abstandshalter
M 4 x 9 mm; SW 2.5
Titan; gelb anodisiert



Spongiaschraube 6.0
winkelstabil
Vollgewinde
selbstschneidend
Titan



Kortikalisschraube 4.5
winkelstabil
Vollgewinde
selbstschneidend
Titan

