


# Set ACG-Hakenplatte 3.5 vws STERIL


variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan; Set-Nr. 19.479.30PS



Art.-Nr. 5.3563.23/1416

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
ACG-Hakenplatte 3.5 vws; Titan; steril verpackt		
S5.3563.22	2/2 Loch; Stufe 14; Haken 16; Länge 66 mm; rechts	1
S5.3563.23	2/3 Loch; Stufe 14; Haken 16; Länge 74 mm; rechts	1
S5.3563.26	2/6 Loch; Stufe 14; Haken 16; Länge 98 mm; rechts	1
S5.3573.22	2/2 Loch; Stufe 14; Haken 16; Länge 66 mm; links	1
S5.3573.23	2/3 Loch; Stufe 14; Haken 16; Länge 74 mm; links	1
S5.3573.26	2/6 Loch; Stufe 14; Haken 16; Länge 98 mm; links	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; steril verpackt		
		
S3.132.16	Länge 16 mm	3
S3.132.18	Länge 18 mm	3
S3.132.20	Länge 20 mm	3

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
winkelstabile Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; steril verpackt		
		
S3.133.16	Länge 16 mm	5
S3.133.18	Länge 18 mm	5
S3.133.20	Länge 20 mm	5
S3.133.22	Länge 22 mm	5
S3.133.24	Länge 24 mm	4

Kombinierbar mit:

19.035.001

19.479.00



Königsee Implantate GmbH  
OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550  
Fax +49 36738 498-559

Mail [bestellung@koenigsee-implantate.de](mailto:bestellung@koenigsee-implantate.de)

Kostenfrei per Fax bestellen:  
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

DaTi | Edition 01 | 2020-04  
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

# Set ACG-Hakenplatte 3.5 vws STERIL

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan; Set-Nr. 19.479.30PS

						Datenlogger	
43	44	45	46				47
48	49	50	51				52
53	54	55	56				57
58	59	60	61				62
63	64	65	66				67
68	69	70	71				72

Königsee Implantate  
Set-Nr. 19.479.30PS