

## Kortikalisschrauben

Kortikalisschraube 2.0  
Vollgewinde  
selbstschneidend; Titan

Innensechskant



Kortikalisschraube 2.0 ws  
Vollgewinde; mit Tiefen-  
stopp; selbstschneidend;  
Titan

Innensechskant



Kortikalisschraube 2.7 ws  
Vollgewinde  
selbstschneidend; Titan

Innensechskant



Handarthrodesenplatten werden eingesetzt zur Schmerzlinderung und Stabilisierung des Handgelenkes bei schmerzhafter Funktionseinschränkung und damit Funktionsverbesserung von Langfinger und Daumen bei arthritischen und rheumatischen Erkrankungen.



## Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für **HAND-ARTHRODESENPLATTEN** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Deutschland


bestellung@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-550

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

## HAND-ARTHRODESENPLATTEN

Sortiment in Titan



## Hand-Arthrodesenplatten vws


Variabel winkelstabil; Plattenstärke 3.0mm; Plattenstärke Schenkel 2.0mm; für Schrauben Ø 2.7/3.5mm; Kopf 5.0mm; 3/3 Loch; Titan



4°  
Offset 0




4°  
Offset 2



5°  
Offset 0

### für Revisionen:

Variabel winkelstabil; Plattenstärke 4.0 mm; Plattenstärke Schenkel 2.0mm; für Schrauben Ø 2.7/3.5mm; Kopf 5.0mm; 4/5 Loch; 4°; Offset 10; Titan



## Kortikalisschrauben

**Kortikalisschraube 2.7 flacher Kopf**  
Vollgewinde  
selbstschneidend  
Titan




Innensechskant

**Kortikalisschraube 3.5 Kopf 5**  
Vollgewinde  
selbstschneidend  
Titan; TiOB®



Innensechskant

**Kortikalisschraube 2.7 ws**  
Vollgewinde  
selbstschneidend  
Titan



Innensechskant

**Kortikalisschraube 3.5 ws Kopf 5**  
Vollgewinde  
selbstschneidend  
Titan; TiOB®



Innensechskant

## Ringplatten vws

Variabel winkelstabil; Plattenstärke 1.5 mm; Titan




**Ringplatte 2.0 vws**  
7 Loch; Ø 14.0 mm



**Ringplatte 2.7 vws**  
5 Loch; Ø 16.5 mm

## Set Ringplatten vws 19.439.00



### Information

TiOB® ist ein in den EU-Staaten, in der Schweiz und in den USA eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH. Es handelt sich um eine Oberflächenbeschichtung die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.

