

Clavicula-Hakenplatten*

Clavicula-Hakenplatte 3.5, Standard, gerade



4/6 Loch
Längen 88/112 mm
Breite 10 mm



3 Loch
Länge 82 mm
Breite 10 mm

Clavicula-Hakenplatte 3.5, Standard, gebogen



3/4/5/6/7/8 Loch
Längen 75/86/96/
106/117/127 mm
Breite 10 mm


Winkelstabile Clavicula-Hakenplatte 3.5, gebogen



4/5/6 Loch
Längen 86/96/106 mm
Breite 10 mm


Winkelstabile Kortikalisschraube

Ø 3.5 mm, selbstschneidend
Längen 10 - 24 mm (im Set)
Titanlegierung



Standard Kortikalisschraube

Ø 3.5 mm, selbstschneidend
Längen 10 - 20 mm (im Set)
Titanlegierung



Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für
Claviculaplatten wecken konnten,
melden Sie sich bei uns



Königsee Implantate GmbH

Am Sand 4
07426 Allendorf | OT Aschau
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498 - 550

oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.

www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH/HeBo | Edition 02 | 2019-06

Balzerplatten*

Balzerplatte 3.5 Standard, Stufe 21



2/3/4 Loch
Längen 68/78/86 mm
Breite 12 mm

Balzerplatte 3.5 Standard, Stufe 11




2 Loch
Länge 61 mm
Breite 12 mm

Balzerplatte 3.5 Standard, Stufe 17



3/4 Loch
Längen 71/80 mm
Breite 12 mm

Standard Kortikalisschraube



Ø 3.5 mm
selbstschneidend
Längen 10 - 20 mm
Titanlegierung

CLAVICULA-PLATTEN

Sortiment in Titan



 **Königsee
Implantate**

AC-Gelenkshakenplatten

Winkelstabile AC-Gelenkshakenplatte 3.5



Stufenhöhe 14/18 mm
Hakenlänge 18 mm

Variabel Winkelstabile AC-Gelenkshakenplatte 3.5



2/2 Loch
Stufenhöhe 14 mm
Hakenlänge 16 mm




2/3 Loch
Stufenhöhe 14 mm
Hakenlänge 16 mm



2/6 Loch
Stufenhöhe 14 mm
Hakenlänge 16 mm


Winkelstabile Kortikalisschraube

Ø 3.5 mm, selbstschneidend
Längen 10 - 24 mm (im Set)
Titanlegierung



Standard Kortikalisschraube

Ø 3.5 mm, selbstschneidend
Längen 10 - 20 mm (im Set)
Titanlegierung



Laterale Claviculaplaten

Variabel Winkelstabile Laterale Claviculaplatte 2.7



5/4 Loch / Länge 65 mm
5/6 Loch / Länge 82 mm
Breite 10 mm

Variabel Winkelstabile Laterale Claviculaplatte 3.5



3/4 Loch / Länge 65 mm
3/6 Loch / Länge 82 mm
Breite 10 mm

Winkelstabile Laterale Claviculaplatte 3.5



3/4 Loch / Länge 65 mm
3/6 Loch / Länge 82 mm
Breite 10 mm

Winkelstabile Kortikalisschraube

Ø 2.7 mm, selbstschneidend
Längen 10 - 24 mm
Titanlegierung



Standard Kortikalisschraube

Ø 2.7 mm, selbstschneidend
Längen 10 - 20 mm
Titanlegierung



Clavulaschaftplatten

Variabel Winkelstabile Clavulaschaftplatte 3.5



Radius 95
6/8/10 Loch
Längen 74/99/124 mm
Breite 12 mm




Radius 70
9 Loch
Länge 107 mm
Breite 12 mm



Radius 105
9 Loch
Länge 111 mm
Breite 12 mm


Winkelstabile Clavulaschaftplatte 3.5



6/8/10 Loch
Längen 74/99/124 mm
Breite 12 mm


Winkelstabile Kortikalisschraube

Ø 3.5 mm, selbstschneidend
Längen 10 - 24 mm
Titanlegierung



Standard Kortikalisschraube

Ø 3.5 mm, selbstschneidend
Längen 10 - 20 mm
Titanlegierung



Anteriore Claviculaplaten

WiKo® Anteriore Mediale Claviculaplatte 3.5




6 Loch
Länge 80 mm
Breite 10 mm

7 Loch
Länge 91 mm
Breite 10 mm

8 Loch
Länge 103 mm
Breite 10 mm

WiKo® Anteriore Laterale Claviculaplatte 3.5



8 Loch
Länge 105 mm
Breite 10 mm

9 Loch
Länge 117 mm
Breite 10 mm

10 Loch
Länge 128 mm
Breite 10 mm

Information:

Der Systemname WiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Winkelstabile Kombination“ ab. Es handelt sich hierbei um eine Verplattungstechnologie, die eine stabile Verriegelung in einem vorgegebenen Winkel bietet.

WiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

* Diese Claviculaplaten sind auch in Stahl erhältlich.