

Set Clavicula-Schaftplatten 3.5 ws anterior STERIL

winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan; TiOB®; Set-Nr. 19.478.40PS




Art.-Nr. 5.3802.06




Art.-Nr. 5.3812.08

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
Clavicula-Schaftplatte 3.5 ws anterior med.; Titan; TiOB®-beschichtet; steril verpackt		
S5.3802.06	6 Loch; Länge 80 mm	1
S5.3802.07	7 Loch; Länge 91 mm	1
S5.3802.08	8 Loch; Länge 103 mm	1

Clavicula-Schaftplatte 3.5 ws anterior lat.; Titan; TiOB®-beschichtet; steril verpackt		
S5.3812.08	8 Loch; Länge 105 mm	1
S5.3812.09	9 Loch; Länge 117 mm	1
S5.3812.10	10 Loch; Länge 128 mm	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; steril verpackt		
 ■ Innensechskant		
S3.132.16	Länge 16 mm	3
S3.132.18	Länge 18 mm	3
S3.132.20	Länge 20 mm	3

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
winkelstabile Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; steril verpackt		
 ■ Innensechskant		
S3.133.16	Länge 16 mm	6
S3.133.18	Länge 18 mm	6
S3.133.20	Länge 20 mm	6
S3.133.22	Länge 22 mm	6
S3.133.24	Länge 24 mm	5

Kombinierbar mit:

19.035.001 19.478.00
19.479.00

Information

TiOB® ist ein in den EU-Staaten, in der Schweiz und in den USA eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH. Es handelt sich um eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

DaTi | Edition 01 | 2020-04
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Set Clavicula-Schaftplatten 3.5 ws anterior STERIL

winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan; TiOB®; Set-Nr. 19.478.40PS

REF S3 132 01 Kortikalschraube 3.5 ss 16 mm 01	REF S3 132 02 Kortikalschraube 3.5 ss 16 mm 02	REF S3 132 03 Kortikalschraube 3.5 ss 16 mm 03	REF S3 132 04 Kortikalschraube 3.5 ss 16 mm 04	05	06	07	08
REF S3 132 18 Kortikalschraube 3.5 ss 18 mm 09	REF S3 132 18 Kortikalschraube 3.5 ss 18 mm 10	REF S3 132 20 Kortikalschraube 3.5 ss 20 mm 11	REF S3 132 20 Kortikalschraube 3.5 ss 20 mm 12	13	14	15	16
REF S3 132 20 Kortikalschraube 3.5 ss 20 mm 17	REF S3 133 16 Kortikalschraube 3.5 ws ss 16 mm 18	REF S3 133 16 Kortikalschraube 3.5 ws ss 16 mm 19	REF S3 133 16 Kortikalschraube 3.5 ws ss 16 mm 20	21	22	23	24
REF S3 133 16 Kortikalschraube 3.5 ws ss 16 mm 25	REF S3 133 16 Kortikalschraube 3.5 ws ss 16 mm 26	REF S3 133 16 Kortikalschraube 3.5 ws ss 16 mm 27	REF S3 133 16 Kortikalschraube 3.5 ws ss 16 mm 28	29	30	Datenlogger	32
REF S3 133 18 Kortikalschraube 3.5 ws ss 18 mm 31	REF S3 133 18 Kortikalschraube 3.5 ws ss 18 mm 34	REF S3 133 18 Kortikalschraube 3.5 ws ss 18 mm 35	REF S3 133 18 Kortikalschraube 3.5 ws ss 18 mm 36	REF SS 3802 08 Clavicula-Schaftplatte 3.5 ws anterior med. Kopflöcher Schäftlöcher 6 Länge 80 mm UNI			37
REF S3 133 18 Kortikalschraube 3.5 ws ss 18 mm 38	REF S3 133 20 Kortikalschraube 3.5 ws ss 20 mm 39	REF S3 133 20 Kortikalschraube 3.5 ws ss 20 mm 40	REF S3 133 20 Kortikalschraube 3.5 ws ss 20 mm 41	REF SS 3807 07 Clavicula-Schaftplatte 3.5 ws anterior med. Kopflöcher Schäftlöcher 7 Länge 91 mm UNI			42
REF S3 133 20 Kortikalschraube 3.5 ws ss 20 mm 42	REF S3 133 20 Kortikalschraube 3.5 ws ss 20 mm 44	REF S3 133 20 Kortikalschraube 3.5 ws ss 20 mm 45	REF S3 133 20 Kortikalschraube 3.5 ws ss 22 mm 46	REF SS 3802 08 Clavicula-Schaftplatte 3.5 ws anterior med. Kopflöcher Schäftlöcher 8 Länge 103 mm UNI			47
REF S3 133 22 Kortikalschraube 3.5 ws ss 22 mm 48	REF S3 133 22 Kortikalschraube 3.5 ws ss 22 mm 49	REF S3 133 22 Kortikalschraube 3.5 ws ss 22 mm 50	REF S3 133 22 Kortikalschraube 3.5 ws ss 22 mm 51	REF SS 3816 08 Clavicula-Schaftplatte 3.5 ws anterior lat. Kopflöcher Schäftlöcher 8 Länge 105 mm UNI			52
REF S3 133 22 Kortikalschraube 3.5 ws ss 24 mm 53	REF S3 133 24 Kortikalschraube 3.5 ws ss 24 mm 54	REF S3 133 24 Kortikalschraube 3.5 ws ss 24 mm 55	REF S3 133 24 Kortikalschraube 3.5 ws ss 24 mm 56	REF SS 3812 09 Clavicula-Schaftplatte 3.5 ws anterior lat. Kopflöcher Schäftlöcher 9 Länge 117 mm UNI			57
58	59	60	61	REF S3 133 24 Kortikalschraube 3.5 ws ss 24 mm 60	REF S3 133 24 Kortikalschraube 3.5 ws ss 24 mm 61	REF SS 3812 10 Clavicula-Schaftplatte 3.5 ws anterior lat. Kopflöcher Schäftlöcher 10 Länge 128 mm UNI	62
63	64	65	66				67
68	69	70	71				72