

Alle Vorteile auf einem Blick

- Einfache Handhabung
- Schonende Operationstechnik
- Intra-als auch postoperativ geringe Komplikationsrate
- Geringer Blutverlust durch fehlende Markraum-eröffnung
- Optimale Fixation der DHS-Lasche am Femurschaft



DHS-Schrauben, DHS-Kompressionsschrauben, DHS-Laschen

Stützplatte Titan



Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für das
DHS-SYSTEM

wecken konnten, melden Sie sich bei uns



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498-550


oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.

www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH/KrMo | Edition 02 | 2021-11

DHS-SYSTEM

Dynamisches Hüftschrauben-System



Indikationen

Die Implantate sind indiziert für die operative Versorgung folgender Frakturen des Femurs nach der AO-Klassifikation:

- Pertrochantäre Frakturen des Typs 31-A1 und 31-A2
- Intertrochantäre Frakturen des Typs 31-A3
- Schenkelhalsfrakturen des Typs 31-B

Zielgruppe

Die Versorgung mit dem DHS-System erfolgt bei erwachsenen Patienten. Es liegen keine Einschränkungen auf ausgewählte ethnische Gruppen vor. Die Patienten-klientel wird lediglich durch anatomische Parameter begrenzt.

Erhältliche Größen

DHS/DCS-Schrauben Stahl

DHS/DCS-Schraube \varnothing 12.5 mm; Längen 50 – 145 mm

DHS Kompression Schraube; Länge 35 mm; SW 3.5 mm

DHS-Schraube \varnothing 12.5 mm; Längen 80 – 115 mm; SW 5.6 mm

DHS/DCS-Schrauben Titan

DHS/DCS-Schraube \varnothing 12.5 mm; Längen 50 – 130 mm

DHS Kompression Schraube; Länge 35 mm; SW 3.5 mm

Erhältliche Größen

DHS-Laschen für Schrauben \varnothing 4.5 mm; Stahl

125°; 3 – 7 Loch; Längen 74 – 138 mm

130°; 2 – 10 Loch; Längen 58 – 186 mm

135°; 2 – 14 Loch; Längen 58 – 250 mm

135°; 2 – 10 Loch; Längen 58 – 186 mm; Zylinder 25

140°; 2 – 10 Loch; Längen 58 – 186 mm

145°; 2 – 6 Loch; Längen 58 – 122 mm

150°; 2 – 12 Loch; Längen 58 – 218 mm

DHS-Lasche 135° ws Kombiloch Kompression winkelstabil; für Schrauben \varnothing 4.5 mm; Stahl

135°; 2 – 10 Loch; Längen 58 – 186 mm

DHS-Laschen für Schrauben \varnothing 4.5 mm; Titan

135°; 2 – 14 Loch; Längen 58 – 250 mm

140°; 2 – 10 Loch; Längen 58 – 186 mm

145°; 2 – 10 Loch; Längen 58 – 186 mm

150°; 4 – 10 Loch; Längen 90 – 186 mm

DHS Zielgeräte

Universalzielgerät für DHS-Schrauben


DHS-Zielgeräte 130° – 150°

DHS Zubehör

Stützplatte 3.5/4.5; 6 Loch; 148 x 22.5 mm; Stahl

Stützplatte 3.5/4.5; 6 Loch; 148 x 22.5 mm; Titan

Sets DHS/DCS



Set DHS/DCS Implantate Titan
(auch in Stahl erhältlich)



Set DHS/DCS Instrumente  Innensechskant



Set DHS/DCS Entfernung