

Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für  
**ELLENBOGEN-PLATTEN**

wecken konnten, melden Sie sich bei uns



**Königsee Implantate GmbH**

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-550

oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.

[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

Passende Schrauben

**Kortikalisschraube 3.5**  
Vollgewinde; selbst-  
schneidend; Titan

Innensechskant



**Kortikalisschraube 3.5**  
winkelstabil; Vollgewinde  
selbstschneidend; Titan

Innensechskant



**Kortikalisschraube 4.5**  
Vollgewinde; selbst-  
schneidend; Titan

Innensechskant



**Kortikalisschraube 4.5**  
winkelstabil; Vollgewinde;  
selbstschneidend; Titan

Innensechskant



Distale Humerusplatte Y 3.5/4.5 ws

Winkelstabil; Plattenstärke Kopf 3.2 mm; Platten-  
stärke Schaft: 4.5 mm; für Schrauben Ø 3.5/4.5 mm;  
8 Kopflöcher; Titan



- 5 – 8 Schaftlöcher
- Länge 141 – 199 mm



## Distale Humerusplatte 3.5 ws radial ohne Ausleger

Winkelstabil; Plattenstärke 3.0 mm; für Schrauben Ø 3.5 mm; 4 Kopflöcher; Titan



- 4 – 10 Schaftlöcher
- Länge 78 – 150 mm
- links



- 4 – 10 Schaftlöcher
- Länge 78 – 150 mm
- rechts

## Distale Humerusplatte 3.5 ws radial mit Ausleger

Winkelstabil; Plattenstärke 3.0 mm; für Schrauben Ø 3.5 mm; 5 Kopflöcher; Titan



- 4 – 10 Schaftlöcher
- Länge 78 – 150 mm
- links



- 4 – 10 Schaftlöcher
- Länge 78 – 150 mm
- rechts



## Distale Humerusplatte 3.5 vws ulnar

Variabel winkelstabil; Plattenstärke Kopf 2.9 mm; Plattenstärke Schaft 2.6 mm; für Schrauben Ø 3.5 mm; 4 Kopflöcher; Titan



- 4 – 10 Schaftlöcher
- Länge 76 – 148 mm
- links



- 4 – 10 Schaftlöcher
- Länge 76 – 148 mm
- rechts



## Olecranonplatte 3.5 vws mit Krallen

Variabel winkelstabil; Plattenstärke 3.0 mm; für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan



- 8 – 14 Loch
- Länge 76 – 151 mm



## Olecranon Krallenplatte 3.5\*

Plattenstärke 2.0 mm; für Schrauben Ø 3.5 mm; Breite 10 mm; Titan



- 4 – 14 Loch
- 1 Langloch
- Länge 68 – 188 mm

\* Diese Platten sind auch in Stahl erhältlich

## Olecranon Krallenplatte 3.5 langer Kopf

Plattenstärke 2.0 mm; für Schrauben Ø 3.5 mm; Breite 11 mm; Titan



- 6 – 12 Loch
- 2 – 3 Langlöcher
- Länge 136 – 212 mm

## Olecranonplatte 3.5 vws ohne Krallen

Variabel winkelstabil; Plattenstärke 3.0 mm; für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan



- 8 – 14 Loch
- Länge 76 – 151 mm

