

# Frakturkompressionsschrauben und Drill-Fix-Vorfußschrauben

für Vorfußversorgung / für Dens-Verschraubung; Titan



Frakturkompressionsschraube  
Art.-Nr. 3.123.20



Drill-Fix-Vorfußschraube  
Art.-Nr. 3.127.11

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
<b>Frakturkompressionsschrauben Ø 3.0 mm / Ø 4.0 mm für Vorfußversorgung</b>		
3.123.10	Länge 10 mm; Gewinde 4; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088416
3.123.12	Länge 12 mm; Gewinde 4; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088607
3.123.14	Länge 14 mm; Gewinde 4; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088614
3.123.16	Länge 16 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088621
3.123.18	Länge 18 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088638
3.123.20	Länge 20 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088515
3.123.22	Länge 22 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088652
3.123.24	Länge 24 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088539
3.123.26	Länge 26 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088546
3.123.28	Länge 28 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088553
3.123.30	Länge 30 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088454
<b>Frakturkompressionsschrauben Ø 3.0 mm / Ø 4.0 mm für Dens-Verschraubung</b>		
3.123.32	Länge 32 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088805
3.123.34	Länge 34 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088669
3.123.36	Länge 36 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088676
3.123.38	Länge 38 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088683
3.123.40	Länge 40 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088690
3.123.42	Länge 42 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088706
3.123.44	Länge 44 mm; Gewinde 6; selbstbohrend; selbstschneidend; durchbohrt; Innen Ø 1.3 mm; Titan	4 047075 088560
<b>Drill Fix Schrauben</b>		
3.127.11	Länge 11 mm; Gesamtlänge 26 mm; Titan	4 047075 088591
3.127.12	Länge 12 mm; Gesamtlänge 27 mm; Titan	4 047075 088836
3.127.13	Länge 13 mm; Gesamtlänge 28 mm; Titan	4 047075 088843
3.127.14	Länge 14 mm; Gesamtlänge 29 mm; Titan	4 047075 088850