



Set Femurplatte 4.5-6.0


distal; winkelstabil; Stahl; Set-Nr. 19.600.00





Art.-Nr. 4.9482.16

Set-Nr. 19.600.00  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
Distale Femurplatte mit konischem Gewinde 4.5 bis 6.0; Plattenstärke 6.0 mm; Stahl		
4.9482.06	6 Loch; 150 x 18 mm; rechts	1
4.9482.08	8 Loch; 182 x 18 mm; rechts	1
4.9482.12	12 Loch; 246 x 18 mm; rechts	1
4.9482.16	16 Loch; 309 x 18 mm; rechts	1
4.9492.06	6 Loch; 150 x 18 mm; links	1
4.9492.08	8 Loch; 182 x 18 mm; links	1
4.9492.12	12 Loch; 246 x 18 mm; links	1
4.9492.16	16 Loch; 309 x 18 mm; links	1


Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube m. kon. Kopfgewinde; Ø 5.5 mm; Vollgew.; selbstschneid.; Stahl 		
2.549.40	Länge 40 mm	2
2.549.45	Länge 45 mm	2
2.549.50	Länge 50 mm	2
2.549.55	Länge 55 mm	4
2.549.60	Länge 60 mm	4
2.549.65	Länge 65 mm	4
2.549.70	Länge 70 mm	4
2.549.75	Länge 75 mm	4
2.549.80	Länge 80 mm	4
2.549.85	Länge 85 mm	4
2.549.90	Länge 90 mm	2

Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl 		
2.545.14	Länge 14 mm	6
2.545.18	Länge 18 mm	6
2.545.22	Länge 22 mm	6
2.545.26	Länge 26 mm	6
2.545.30	Länge 30 mm	6
2.545.34	Länge 34 mm	6
2.545.38	Länge 38 mm	6
2.545.42	Länge 42 mm	6
2.545.46	Länge 46 mm	6
2.545.50	Länge 50 mm	3
2.545.54	Länge 54 mm	3



Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl 		
2.152.14	Länge 14 mm	6
2.152.18	Länge 18 mm	6
2.152.22	Länge 22 mm	6
2.152.26	Länge 26 mm	6
2.152.30	Länge 30 mm	6
2.152.34	Länge 34 mm	6
2.152.38	Länge 38 mm	6
2.152.42	Länge 42 mm	6
2.152.46	Länge 46 mm	6
2.152.50	Länge 50 mm	3
2.152.54	Länge 54 mm	3

Set Femurplatte 4.5-6.0

distal; winkelstabil; Stahl; Set-Nr. 19.600.00



Set-Nr. 19.600.00  Innensechskant



Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.9406.35	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 4.5 mm - Ø 7.0 mm; SW 3.5; Länge 215 mm	1
2.977.02	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 70 mm; Großfragment	2
2.977.15	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 5.5; Länge 70 mm	2
2.904.09	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 3.2 x 195 mm; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.904.23	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 4.0 x 220 mm; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.953.90	Messgerät mit Haken für Schrauben mit konischem Kopfgewinde Ø 4.5 mm und Ø 6.0 mm; MB 90 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Schraubenkopf		
8.946.05	Schraubenkopf mit konischem Gewinde Ø 8.0 x 5.0 mm; Großfragment; Stahl	5

Drähte		
6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.6 x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.601.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und distale Femurplatten	1