


Set Distale Fibulaplatte 3.5 vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan; Set Nr. 19.474.00





Art.-Nr. 5.07803.09



SetNr. 19.474.00  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
Variabel winkelstabile distale Fibulaplatte Ø3.5; Titan		
5.07803.07	7 Loch; 96 mm x 10 mm	1
5.07803.09	9 Loch ;122 mm x 10 mm	1
5.07803.11	11 Loch ;148 mm x 10 mm	1

Implantate – Schrauben		
Winkelstabile Kortikalisschraube 3.5 selbstschneidend, Vollgewinde; Titan 		
3.133.10	Länge 10	4
3.133.12	Länge 12	4
3.133.14	Länge 14	4
3.133.16	Länge 16	4
3.133.18	Länge 18	4
3.133.20	Länge 20	4
3.133.22	Länge 22	4
3.133.24	Länge 24	4
3.133.26	Länge 26	4

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube 3.5; selbstschneidend; Vollgewinde; Titan 		
3.132.10	Länge 10	2
3.132.12	Länge 12	2
3.132.14	Länge 14	2
3.132.16	Länge 16	2
3.132.18	Länge 18	2
3.132.20	Länge 20	2
3.132.22	Länge 22	2
3.132.24	Länge 24	2
3.132.26	Länge 26	2
3.132.28	Länge 28	2
3.132.30	Länge 30	2
3.132.34	Länge 34	2
3.132.36	Länge 36	2
3.132.38	Länge 38	2


Drähte		
6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø1.6 x 150; Stahl	5

Siebkorb		
19.475.00/1	Siebkorb m.Einsatz f.Instr.u.Impl.f.winkel-stabile Platten KF	1

Set Distale Fibulaplatte 3.5 vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan; Set Nr. 19.474.00

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.904.05	Spiralbohrer f.SK;Ø2,5x105;Spl50;2-lippig	1
2.904.10	Spiralbohrer f.SK;Ø3,5x110;Spl40;2-lippig	1
2.977.08	Bohrbuchse m.Griff f.variabel winkelst.Verschraub.;Ln 45;KF	1
2.977.01	Bohrbuchse f.winkelstabile Verschraubung;Ln 45;KF	2
10.500.27A	Bohrbuchse m.Griff f.KF;Grifflänge 55	1
10.520.30	Doppelbohrbuchse m.Feder;Ø2,5/Ø3,5	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher m.Griff f.Schr. Ø2,7-Ø4,0;SW2,5;kon.	1
2.953.60	Messgerät m.Haken f.Schrauben Ø3,5-Ø4;MB 60	1
2.911.06	Biegehebel f.Rekoplatten KF	2
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1



SetNr. 19.474.00  Innensechskant



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

AnSp | Edition 02 | 2020-09
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.