

Set Instrumente HTO-Platte 6.0/4.5 ws ISK

winkelstabil; für Schrauben Ø 6.0/4.5 mm; Set-Nr. 19.357.001

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.9406.35	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 4.5 mm - Ø 7.0 mm; SW 3.5 mm; Länge 215 mm	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2.7 mm - Ø 4.0 mm; SW 2.5 mm; konisch	1
2.941.35	Sechskantschraubendrehereinsatz für SK für Ø 4.5 mm - Ø 7.0 mm; SW 3.5 mm	1
Instrumente		
2.904.09	Spiralbohrer SK 3.2; Spirale 60 mm; 2-lippig; Länge 195 mm	1
2.953.90	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 4.5 mm und Ø 6.0 mm; MB 90 mm	1
2.977.02	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 70 mm; GF	2
10.2406.00	Meißel für HTO; Dicke 3	1
10.2406.01	Meißel für HTO; Dicke 5	1
10.2406.02	Keil-Einschläger	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Drähte		
6.031.18	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.8 mm x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.355.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/Implantate Königsee HTO-Platten GF	1

Optional erhältlich:

10.242.00 Zielblock HTO-Platte 5.7242.34
10.242.01 Zielblock HTO-Platte 5.7252.34
10.242.02 Zielblock HTO-Platte 5.7242.37
10.242.03 Zielblock HTO-Platte 5.7252.37



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

StZi | Edition 03 | 2021-02
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.