

Set HTO-Platte 6.0/4.5 ws ISK T

winkelstabil; für Schrauben Ø 6.0/4.5 mm; Titan; Set-Nr. 19.357.00



Art.-Nr. 5.7252.34




Art.-Nr. 5.7221.100



Art.-Nr. 5.7252.37



Art.-Nr. 3.721.09



Set-Nr. 19.357.00 Innensechskant



| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|--|---------------------------------------|-------|
| Implantate – Platten | | |
| HTO-Platte 6.0/4.5 ws medial; Titan | | |
| 5.7242.34 | 3/4 Loch; Länge 63 mm x 17 mm; rechts | 1 |
| 5.7252.34 | 3/4 Loch; Länge 63 mm x 17 mm; links | 1 |
| 5.7242.37 | 3/7 Loch; Länge 93 mm x 17 mm; rechts | 1 |
| 5.7252.37 | 3/7 Loch; Länge 93 mm x 17 mm; links | 1 |

| HTO Abstandshalter; Titan | | |
|----------------------------------|------------------|---|
| 5.7221.50 | 8.0 mm x 5.0 mm | 2 |
| 5.7221.75 | 8.0 mm x 7.5 mm | 2 |
| 5.7221.100 | 8.0 mm x 10.0 mm | 2 |
| 5.7221.125 | 8.0 mm x 12.5 mm | 2 |
| 5.7221.150 | 8.0 mm x 15.0 mm | 2 |

| HTO Schraube für Abstandshalter; Titan | | |
|---|--------------|---|
| 3.721.09 | M 4 x 9.0 mm | 3 |

| Instrumente | | |
|--------------------|---|---|
| 2.954.01 | Selbthaltende Schraubenpinzette | 1 |
| 2.9406.35 | Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 4.5 mm - Ø 7.0 mm; SW 3.5 mm; Länge 215 mm | 1 |
| 2.9406.25 | Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2.7 mm - Ø 4.0 mm; SW 2.5 mm; konisch | 1 |
| 2.941.35 | Sechskantschraubendrehereinsatz für SK für Ø 4.5 mm - Ø 7.0 mm; SW 3.5 mm | 1 |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|--|-------------|-------|
| Implantate – Schrauben | | |
| Kortikalisschraube 4.5 ws ss; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan | | |
|  | | |
|  Innensechskant | | |
| 3.545.30 | Länge 30 mm | 5 |
| 3.545.32 | Länge 32 mm | 5 |
| 3.545.36 | Länge 36 mm | 5 |
| 3.545.40 | Länge 40 mm | 5 |
| 3.545.45 | Länge 45 mm | 5 |
| 3.545.50 | Länge 50 mm | 3 |
| 3.545.55 | Länge 55 mm | 3 |
| 3.545.60 | Länge 60 mm | 3 |

| Spongiaschraube 6.0 ws ss; Vollgewinde selbstschneidend; Titan | | |
|--|-------------|---|
|  | | |
|  Innensechskant | | |
| 3.163.40 | Länge 40 mm | 3 |
| 3.163.45 | Länge 45 mm | 3 |
| 3.163.50 | Länge 50 mm | 3 |
| 3.163.55 | Länge 55 mm | 5 |
| 3.163.60 | Länge 60 mm | 5 |
| 3.163.65 | Länge 65 mm | 5 |
| 3.163.70 | Länge 70 mm | 5 |
| 3.163.75 | Länge 75 mm | 5 |
| 3.163.80 | Länge 80 mm | 5 |

Set HTO-Platte 6.0/4.5 ws ISK T

winkelstabil; für Schrauben Ø 6.0/4.5 mm; Titan; Set-Nr. 19.357.00


| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|-------------|---|-------|
| Instrumente | | |
| 2.904.09 | Spiralbohrer SK 3.2; Spirale 60 mm; 2-lippig; Länge 195 mm | 1 |
| 2.953.90 | Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 4.5 mm und Ø 6.0 mm; MB 90 mm | 1 |
| 2.977.02 | Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 70 mm; GF | 2 |
| 10.2406.00 | Meißel für HTO; Dicke 3 | 1 |
| 10.2406.01 | Meißel für HTO; Dicke 5 | 1 |
| 10.2406.02 | Keil-Einschläger | 1 |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|----------|---|-------|
| Drähte | | |
| 6.031.18 | Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.8 mm x 150 mm; Stahl | 5 |

| Siebkorb | | |
|-----------|---|---|
| 19.355.00 | Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/Implantate Königsee HTO-Platten GF | 1 |

Optional erhältlich:

- 10.242.00 Zielblock HTO-Platte 5.7242.34
- 10.242.01 Zielblock HTO-Platte 5.7252.34
- 10.242.02 Zielblock HTO-Platte 5.7242.37
- 10.242.03 Zielblock HTO-Platte 5.7252.37



Set-Nr. 19.357.00  Innensechskant



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

StZi | Edition 03 | 2021-02
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.