

Set Hand-Arthrodesenplatte vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7/3.5 mm; Kopf 5.0; Titan; Set-Nr. 19.671.020



Art-Nr. 5.9963.3340




Art-Nr. 5.9963.3342



Art-Nr. 5.9963.3350



Art-Nr. 5.9963.4540



Set-Nr. 19.671.020 Innensechskant

Art-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
Handarthrodesenplatte vws; variabel winkelstabil; Titan		
5.9963.3340	3/3 Loch; 4°; Offset 0	1
5.9963.3342	3/3 Loch; 4°; Offset 2	1
5.9963.3350	3/3 Loch; 5°; Offset 0	1
5.9963.4540	4/5 Loch; 4°; Offset 0	1

Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube; Ø 2.7; Vollgewinde; selbstschneidend; flacher Kopf; Titan		
 Innensechskant		
3.128.12	Länge 12 mm	2
3.128.14	Länge 14 mm	2
3.128.16	Länge 16 mm	2
3.128.18	Länge 18 mm	2
3.128.20	Länge 20 mm	2
3.128.22	Länge 22 mm	2
3.128.24	Länge 24 mm	2
3.128.26	Länge 26 mm	2
3.128.28	Länge 28 mm	2
3.128.30	Länge 30 mm	2

Winkelstabile Kortikalisschraube; Ø 2.7; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
 Innensechskant		
3.125.12	Länge 12 mm	5
3.125.14	Länge 14 mm	5
3.125.16	Länge 16 mm	5
3.125.18	Länge 18 mm	5

Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube; Ø 3.5; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0; Titan; TiOB®		
 Innensechskant		
3.138.12	Länge 12 mm	2
3.138.14	Länge 14 mm	2
3.138.16	Länge 16 mm	2
3.138.18	Länge 18 mm	2
3.138.20	Länge 20 mm	2
3.138.22	Länge 22 mm	2
3.138.24	Länge 24 mm	2
3.138.26	Länge 26 mm	2
3.138.28	Länge 28 mm	2
3.138.30	Länge 30 mm	2
3.138.32	Länge 32 mm	2
3.138.36	Länge 36 mm	2
3.138.40	Länge 40 mm	2

Winkelstabile Kortikalisschraube; Ø 3.5; VG; selbstschneidend; Kopf 5.0; Titan; TiOB®		
 Innensechskant		
3.136.12	Länge 12 mm	5
3.136.14	Länge 14 mm	5
3.136.16	Länge 16 mm	5
3.136.18	Länge 18 mm	5
3.136.20	Länge 20 mm	5
3.136.22	Länge 22 mm	5
3.136.24	Länge 24 mm	5
3.136.26	Länge 26 mm	5

Set Hand-Arthrodesenplatte vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7/3.5 mm; Kopf 5.0; Titan; Set-Nr. 19.671.020

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
3.125.20	Länge 20 mm	5
3.125.22	Länge 22 mm	5
3.125.24	Länge 24 mm	5
3.125.26	Länge 26 mm	5
3.125.28	Länge 28 mm	5
3.125.30	Länge 30 mm	5

Drähte		
6.031.10	Kirschnerdraht m. Trokarsp. u. rd. Ende; Ø1x150;Stahl	5


Siebkorb		
19.670.020	Siebkorb m.Einsatz f.Instr./Impl.Handarthrodesenplatten; vws	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
3.136.28	Länge 28 mm	5
3.136.30	Länge 30 mm	5
3.136.32	Länge 32 mm	5
3.136.36	Länge 36 mm	5
3.136.40	Länge 40 mm	5

Instrumente		
2.9406.25	Sechskantschraubendreher m. Griff f. Schr. Ø2.7-Ø4.0; SW 2.5; kon.	1
2.977.10	Bohrbuchse m.Griff f.variabel winkelst.Verschraub.;Ln 45;MF	1
2.977.11	Bohrbuchse f.winkelstabile Verschraubung 2.7;Ln 44	2
2.977.12	Bohrbuchse m.Griff f.var.winkelst. Verschr. 3.5 m.Kopf Ø5,0	1
2.977.13	Bohrbuchse f.winkelst. Verschraubung 3.5 m.Kopf Ø5,0	2
2.904.04	Spiralbohrer f.SK;Ø2x125;Spl30;2-lippig	1
2.904.06	Spiralbohrer f.SK;Ø2.5x125;Spl60;2-lippig	1
2.953.65	Messgerät m.Haken f. Schrauben Ø2.7;MB 60	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1

Set Hand-Arthrodesenplatte vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7/3.5 mm; Kopf 5.0; Titan; Set-Nr. 19.671.020



Set-Nr. 19.671.020  Innensechskant