

Proximale Humerusplatte 6.0/4.5

winkelstabil; für Schrauben Ø 6.0/4.5 mm; Titan



Art.-Nr. 5.795.07

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
Proximale Humerusplatte 6.0/4.5; ws; Titan		
5.795.05	Proximale Humerusplatte mit konischem Gewinde, durchgehend 6.0/4.5; 5 Loch; 73 mm x 17 mm; Titan	4 047075 008605
5.795.06	Proximale Humerusplatte mit konischem Gewinde, durchgehend 6.0/4.5; 6 Loch; 89 mm x 17 mm; Titan	4 047075 008551
5.795.07	Proximale Humerusplatte mit konischem Gewinde, durchgehend 6.0/4.5; 7 Loch; 105 mm x 17 mm; Titan	4 047075 008629
5.795.08	Proximale Humerusplatte mit konischem Gewinde, durchgehend 6.0/4.5; 8 Loch; 121 mm x 17 mm; Titan	4 047075 008636
5.795.09	Proximale Humerusplatte mit konischem Gewinde, durchgehend 6.0/4.5; 9 Loch; 137 mm x 17 mm; Titan	4 047075 008643
5.795.10	Proximale Humerusplatte mit konischem Gewinde, durchgehend 6.0/4.5; 10 Loch; 153 mm x 17 mm; Titan	4 047075 008650
5.795.11	Proximale Humerusplatte mit konischem Gewinde, durchgehend 6.0/4.5; 11 Loch; 169 mm x 17 mm; Titan	4 047075 008445
5.795.12	Proximale Humerusplatte mit konischem Gewinde, durchgehend 6.0/4.5; 12 Loch; 185 mm x 17 mm; Titan	4 047075 008452
5.795.13	Proximale Humerusplatte mit konischem Gewinde, durchgehend 6.0/4.5; 13 Loch; 201 mm x 17 mm; Titan	4 047075 008698
5.795.14	Proximale Humerusplatte mit konischem Gewinde, durchgehend 6.0/4.5; 14 Loch; 217 mm x 17 mm; Titan	4 047075 008704
5.795.16	Proximale Humerusplatte mit konischem Gewinde, durchgehend 6.0/4.5; 16 Loch; 249 mm x 17 mm; Titan	4 047075 167326