

Set Proximale Humerusplatte Eight 4.0/3.5 vws


variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0/3.5 mm; Titan; Set-Nr. 19.3683.00



Art-Nr. 5.790.83



Art-Nr. 5.790.86



Set-Nr. 19.3683.00 Innensechskant


| Art-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|---|------------------------|-------|
| Implantate – Platten | | |
| Proximale Humerusplatte m. kon. Gewinde 4.0/3.5; vws; Titan | | |
| 5.790.83 | 8/3 Loch; Länge 77 mm | 1 |
| 5.790.84 | 8/4 Loch; Länge 93 mm | 1 |
| 5.790.85 | 8/5 Loch; Länge 109 mm | 1 |
| 5.790.86 | 8/6 Loch; Länge 125 mm | 1 |

| Implantate – Schrauben | | |
|---|-------------|---|
| Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan | | |
| 3.132.22 | Länge 22 mm | 5 |
| 3.132.24 | Länge 24 mm | 5 |
| 3.132.26 | Länge 26 mm | 5 |
| 3.132.28 | Länge 28 mm | 5 |
| 3.132.30 | Länge 30 mm | 5 |
| 3.132.32 | Länge 32 mm | 5 |
| 3.132.34 | Länge 34 mm | 5 |
| 3.132.36 | Länge 36 mm | 5 |
| 3.132.38 | Länge 38 mm | 5 |
| 3.132.40 | Länge 40 mm | 5 |
| 3.132.42 | Länge 42 mm | 5 |

| Art-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|--|-------------|-------|
| Implantate – Schrauben | | |
| Kortikalisschr. m. kon. Kopfgew.; Ø 3.5 mm; Vollgew.; selbstschn.; Titan | | |
| 3.133.22 | Länge 22 mm | 5 |
| 3.133.24 | Länge 24 mm | 5 |
| 3.133.26 | Länge 26 mm | 5 |
| 3.133.28 | Länge 28 mm | 5 |
| 3.133.30 | Länge 30 mm | 5 |
| 3.133.32 | Länge 32 mm | 5 |
| 3.133.34 | Länge 34 mm | 5 |
| 3.133.36 | Länge 36 mm | 5 |
| 3.133.38 | Länge 38 mm | 5 |
| 3.133.40 | Länge 40 mm | 5 |
| 3.133.42 | Länge 42 mm | 5 |
| Kortikalisschr. m. kon. Kopfgew.; Ø 4.0 mm; selbstschneidend; Titan | | |
| 3.148.34 | Länge 34 mm | 5 |
| 3.148.36 | Länge 36 mm | 5 |
| 3.148.38 | Länge 38 mm | 5 |
| 3.148.40 | Länge 40 mm | 5 |
| 3.148.42 | Länge 42 mm | 5 |
| 3.148.44 | Länge 44 mm | 5 |
| 3.148.46 | Länge 46 mm | 5 |
| 3.148.48 | Länge 48 mm | 5 |
| 3.148.50 | Länge 50 mm | 5 |
| 3.148.52 | Länge 52 mm | 5 |
| 3.148.54 | Länge 54 mm | 5 |
| 3.148.56 | Länge 56 mm | 5 |

Set Proximale Humerusplatte Eight 4.0/3.5 vws

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0/3.5 mm; Titan; Set-Nr. 19.3683.00



Set-Nr. 19.3683.00  Innenseckant

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|--------------------|--|-------|
| Instrumente | | |
| 10.173.01 | Schraubenführungshülse für Zielblock | 2 |
| 10.173.05 | Schlitzschraubendreher | 1 |
| 10.179.10 | Zielblock für proximale Kleinfragment-Humerusplatten; 8 Loch im Kopf; flach | 1 |
| 2.904.22 | Spiralbohrer für SK; Ø 2,5 x 155 mm; Spl 60 mm; 2-lippig | 1 |
| 2.904.25 | Spiralbohrer für SK; Ø 3,0 x 155 mm; Spl 60 mm; 2-lippig | 1 |
| 2.9406.25 | Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2,7 mm - Ø 4,0 mm; SW 2,5 mm; konisch | 1 |
| 2.953.70 | Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 3,5 mm und Ø 4,0 mm; MB 70 mm | 1 |
| 2.954.01 | Selbsthaltende Schraubenpinzette | 1 |
| 2.977.04 | Bohrbuchse für variabel winkelstabile Verschraubung; Länge 68 mm; KF | 1 |
| 2.977.09 | Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung; Länge 68 mm; KF | 1 |
| 2.977.16 | Bohrbuchse für variabel winkelstabile Verschraubung 4,0; Länge 68 mm | 1 |
| 2.977.17 | Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung 4,0; Länge 68 mm | 1 |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|---------------|--|-------|
| Drähte | | |
| 6.031.18 | Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1,8 x 150 mm; Stahl | 5 |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|-----------------|---|-------|
| Siebkorb | | |
| 19.3661.00 | Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate für Humerus-Set-vws KF mit 3.148.XX | 1 |