Set Distale Humerusplatte 3.5/4.5 ws ISK T

winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm/4.5 mm; Titan; Set-Nr. 19.675.010





Art.-Nr. 5.8591.85

Art.-Nr. 5.8591.86



Art.-Nr. 5.8591.88



Set-Nr. 19.675.010 Innensechskant

| ArtNr. | Bezeichnung | Menge | | |
|---|--|-------|--|--|
| Implantate – Pla | Implantate – Platten | | | |
| Distale Humerusplatten mit konischem Gewinde 3.5 und 4.5; Titan | | | | |
| 5.8591.85 | Distale Humerusplatte mit konischem Gewinde 3.5 und 4.5; 8/5 Loch; Länge 141 mm; Titan | 1 | | |
| 5.8591.86 | Distale Humerusplatte mit konischem Gewinde 3.5 und 4.5; 8/6 loch; Länge 169 mm; Titan | 1 | | |
| 5.8591.88 | Distale Humerusplatte mit konischem Gewinde 3.5 und 4.5; 8/8 loch; Länge 199 mm; Titan | 1 | | |

| Implantate - Schrauben | | |
|---|----------------|----------|
| Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 mm; Vollgewinde; | | |
| selbstschneidend | ; Titan Innens | echskant |
| 3.133.20 | Länge 20 mm | 5 |
| 3.133.22 | länge 22 mm | 5 |
| 3.133.24 | Länge 24 mm | 5 |
| 3.133.26 | länge 26 mm | 5 |
| 3.133.28 | Länge 28 mm | 5 |
| 3.133.30 | Länge 30 mm | 5 |
| 3.133.32 | Länge 32 mm | 5 |
| 3.133.34 | Länge 34 mm | 5 |
| 3.133.36 | Länge 36 mm | 5 |
| 3.133.38 | Länge 38 mm | 5 |
| 3.133.40 | Länge 40 mm | 5 |
| 3.133.42 | länge 42 mm | 5 |
| 3.133.45 | länge 45 mm | 5 |
| 3.133.48 | Länge 48 mm | 5 |
| 3.133.50 | Länge 50 mm | 5 |

| ArtNr. | Bezeichnung | Menge | | |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|
| Implantate - Sc | Implantate - Schrauben | | | |
| | ube Ø 3.5 mm; elbstschneidend; | ************************************** | | |
| Titan | eibsischneidend, | Innensechskant | | |
| 3.132.24 | Länge 24 mm | 2 | | |
| 3.132.26 | Länge 26 mm | 2 | | |
| 3.132.28 | Länge 28 mm | 2 | | |
| 3.132.30 | Länge 30 mm | 2 | | |
| 3.132.32 | Länge 32 mm | 2 | | |
| 3.132.34 | Länge 34 mm | 2 | | |
| 3.132.36 | Länge 36 mm | 2 | | |
| 3.132.38 | Länge 38 mm | 2 | | |
| 3.132.40 | Länge 40 mm | 2 | | |
| | ube Ø 4.5 mm; selbstschneidend; | Innensechskant | | |
| 3.152.18 | Länge 18 mm | 2 | | |
| 3.152.20 | Länge 20 mm | 2 | | |
| 3.152.22 | Länge 22 mm | 2 | | |
| 3.152.24 | Länge 24 mm | 2 | | |
| 3.152.26 | Länge 26 mm | 2 | | |
| 3.152.28 | Länge 28 mm | 2 | | |
| 3.152.30 | Länge 30 mm | 2 | | |
| 3.152.32 | Länge 32 mm | 2 | | |
| 3.152.34 | Länge 34 mm | 2 | | |
| 3.152.36 | Länge 36 mm | 2 | | |
| 3.152.38 | Länge 38 mm | 2 | | |
| 3.152.40 | Länge 40 mm | 2 | | |
| 3.152.42 | Länge 42 mm | 2 | | |



Königsee Implantate GmbH OT Aschau | Am Sand 4 07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550 Fax +49 36738 498-559

Mail <u>bestellung@koenigsee-implantate.de</u>

Kostenfrei per Fax bestellen: 0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter: www.koenigsee-implantate.de

HeBo | Edition 03 | 2022-10 Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Set Distale Humerusplatte 3.5/4.5 ws ISK T

winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm/4.5 mm; Titan; Set-Nr. 19.675.010

| ArtNr. | Bezeichnung | Menge |
|--|-------------|----------|
| Implantate - Sch | rauben | |
| Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan | | echskant |
| 3.545.18 | Länge 18 mm | 3 |
| 3.545.20 | Länge 20 mm | 3 |
| 3.545.22 | Länge 22 mm | 3 |
| 3.545.24 | Länge 24 mm | 3 |
| 3.545.26 | länge 26 mm | 3 |
| 3.545.28 | Länge 28 mm | 3 |
| 3.545.30 | Länge 30 mm | 3 |
| 3.545.32 | länge 32 mm | 3 |
| 3.545.34 | Länge 34 mm | 3 |
| 3.545.36 | Länge 36 mm | 3 |
| 3.545.38 | Länge 38 mm | 3 |
| 3.545.40 | Länge 40 mm | 3 |
| 3.545.42 | Länge 42 mm | 3 |
| 3.545.45 | länge 45 mm | 3 |
| 3.545.50 | Länge 50 mm | 3 |

| ArtNr. | Bezeichnung | Menge | |
|-----------------|--|-------|--|
| Instrumente für | Instrumente für Kleinfragment | | |
| 2.9406.25 | Sechskantschraubendr. mit Griff für Schrauben Ø 2.7 mm - Ø 4.0 mm; SW 2.5; konisch | 1 | |
| 2.953.60 | Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 3.5 mm - Ø 4.0 mm; MB 60 mm | 1 | |
| 2.904.06 | Spiralbohrer SK 2.5; Spirale 60 mm; 2-lippig; Länge 125 mm; blau | 1 | |
| 2.977.01 | Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 45 mm; KF | 2 | |

| Instrumente für Großfragment | | |
|------------------------------|---|---|
| 2.9406.35 | Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 4.5 mm - Ø 7.0 mm; SW 3.5; Länge 215 mm | 1 |
| 2.953.90 | Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 4.5 mm und Ø 6.0 mm; MB 90 mm | 1 |
| 2.904.09 | Spiralbohrer SK 3.2; Spirale 60 mm; 2-lippig; Länge 195 mm | 1 |
| 2.977.02 | Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 70 mm; GF | 2 |

| Instrumente für Großfragment und Kleinfragment | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|
| 2.954.01 | Selbsthaltende Schrauben- pinzette | 1 | |

| Drähte | | |
|----------|--|---|
| 6.031.20 | Kirschnerdraht mit Trokar- spitze und rundem Ende; ∅ 2.0 x 150 mm; Stahl | 5 |

| Siebkorb | | |
|------------|---|---|
| 19.674.010 | Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/Implantate distale Humerusplatten, winkelstabil, KF/GF, Titan | 1 |

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.



Königsee Implantate GmbH OT Aschau | Am Sand 4 07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550 Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de


Kostenfrei per Fax bestellen: 0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter: www.koenigsee-implantate.de

HeBo | Edition 03 | 2022-10 Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Set Distale Humerusplatte 3.5/4.5 ws ISK T

winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm/4.5 mm; Titan; Set-Nr. 19.675.010



Set-Nr. 19.675.010

Innensechskant

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.



Königsee Implantate GmbH OT Aschau | Am Sand 4 07426 Allendorf | Deutschland

+49 36738 498-550 Fon +49 36738 498-559

Mail <u>bestellung@koenigsee-implantate.de</u>

Kostenfrei per Fax bestellen: 0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter: www.koenigsee-implantate.de

HeBo | Edition 03 | 2022-10 Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.