

IMPLANTEX®

Instrumentarium zur
Entfernung von Implantaten



Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für
IMPLANTEX® wecken konnten,
melden Sie sich bei uns



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498-550

oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.

www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH/DaTi | Edition 01 | 2021-03

Alle Vorteile auf einem Blick


- Das ImplantEx® Set von Königsee Implantate dient der Entfernung beschädigter, überdrehter oder (ab-)gebrochener Schrauben von Ø 1.5 bis Ø 7.0 mm (Mini-, Klein- und Großfragment).
- Die Schraubendreher entsprechen gültigen Standardmaßen und sind mit den gängigen Schraubenantrieben kompatibel.
- Kompakte Griffe erlauben eine sichere und ergonomische Handhabung während der Entfernung der Schraube, so dass hohe Drehmomente an die Schraube übertragen werden können.
- Die Instrumente mit Schnellkupplung werden modular mit einem Handgriff verwendet und können somit schnell und sicher gewechselt werden.
- Alle Instrumente sind übersichtlich in einem Siebkorb angeordnet.
- Das OP Set kann individuell bestückt werden.



Zweckbestimmung

Die Instrumente sind für den Einsatz in der Unfallchirurgie und Orthopädie zur Metallentfernung für folgende Szenarien vorgesehen:

- Schraubenantrieb intakt
 - Ein passender Schraubendreher wird benötigt
- Schraubenantrieb defekt
 - Ein Ausdrehinstrument wird benötigt
 - Das Ausdrehinstrument greift nicht
- Abgebrochener Schraubenkopf
 - Schaft ist sichtbar
 - Schaft ist NICHT sichtbar






Eigenschaften

- Lagerung im übersichtlichen Siebkorb
- Geeignet für mehrfache Aufbereitung
- Schraubendreher entsprechen gültigen Standardmaßen mit Innensechskant-, Kreuzschlitz- und Innensechsrund-Antrieb
- Instrumente mit Schnellkupplung modular

Zu verwenden für:

- Standardschrauben
- Winkelstabile Schrauben
- Schrauben mit Teil- oder Vollgewinde
- Durchbohrte Schrauben
- Verriegelungsbolzen

ImplantEx® Instrumente



IMPLANTEX® INSTRUMENTE

- Schraubendreher
- Spiralbohrer; DLC-beschichtet (Diamond Like Carbon)
- Ausdrehinstrumente
- Hohlfräser
- Schraubenschaftausdreher
- und weitere

