

KFN-Königsee Femurnagel

Titan



Art.-Nr. 7.1KF.10/210



Art.-Nr. 7.1KF.11/210



Art.-Nr. 7.1KF.12/210



3.157.34



3.428.110



7.311.12



7.311.30



7.311.01



3.310.52



7.313.120

Artikel-Nr.

Bezeichnung

EAN

Implantate - Nägel

Königseer-Femur-Nagel 125°; Titan

7.3KF.10/210 Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 10 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm



7.3KF.11/210 Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 11 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm



7.3KF.12/210 Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 12 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm



7.3KF.13/210 Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 13 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm



7.3KF10,5L/340 Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 10.5 x 340 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; links



7.3KF10,5R/340 Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 10.5 x 340 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; rechts



7.3KF10,5L/380 Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 10.5 x 380 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; links



7.3KF10,5R/380 Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 10.5 x 380 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; rechts



Königseer-Femur-Nagel 130°; Titan

7.1KF.10/210 Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 10 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm



7.1KF.11/210 Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 11 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm



7.1KF.12/210 Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 12 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm



7.1KF.13/210 Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 13 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm



7.1KF10,5L/340 Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 10.5 x 340 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; links



7.1KF10,5R/340 Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 10.5 x 340 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; rechts



7.1KF10,5L/420 Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 10.5 x 420 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; links



7.1KF10,5R/420 Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 10.5 x 420 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; rechts



Implantate - Schrauben; Titanlegierung; TiOB®-beschichtet

3.157.25 Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 25 mm; selbstschneidend



3.157.26 Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 26 mm; selbstschneidend



3.157.28 Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 28 mm; selbstschneidend



3.157.30 Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 30 mm; selbstschneidend



3.157.32 Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 32 mm; selbstschneidend



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

HeBo | Edition 02 | 2020-02
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

KFN-Königsee Femurnagel

Titan



Art.-Nr. 7.1KF.10/210



Art.-Nr. 7.1KF.11/210



Art.-Nr. 7.1KF.12/210



3.157.34



3.428.110



7.311.12



7.311.30



7.311.01



3.310.52



7.313.120

Artikel-Nr.

Bezeichnung

EAN

Implantate - Schrauben; Titanlegierung; TiOB®-beschichtet

3.157.34	Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 34 mm; selbstschneidend	4 047075 093106
3.157.35	Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 35 mm; selbstschneidend	4 047075 093113
3.157.36	Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 36 mm; selbstschneidend	4 047075 093120
3.157.38	Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 38 mm; selbstschneidend	4 047075 093014
3.157.40	Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 40 mm; selbstschneidend	4 047075 093021
3.157.42	Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 42 mm; selbstschneidend	4 047075 093144
3.157.44	Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 44 mm; selbstschneidend	4 047075 093045
3.157.45	Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 45 mm; selbstschneidend	4 047075 093052
3.157.50	Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 50 mm; selbstschneidend	4 047075 148523
3.157.55	Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 55 mm; selbstschneidend	4 047075 148530
3.157.60	Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 60 mm; selbstschneidend	4 047075 148547
3.157.65	Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 65 mm; selbstschneidend	4 047075 148554
3.428.65	Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 65 mm	4 047075 121021
3.428.70	Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 70 mm	4 047075 121038
3.428.75	Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 75 mm	4 047075 097029
3.428.80	Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 80 mm	4 047075 097036
3.428.85	Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 85 mm	4 047075 097180
3.428.90	Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 90 mm	4 047075 097197
3.428.95	Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 95 mm	4 047075 097050
3.428.100	Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 100 mm	4 047075 097135
3.428.105	Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 105 mm	4 047075 097142
3.428.110	Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 110 mm	4 047075 097159
3.428.115	Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 115 mm	4 047075 097005
3.428.120	Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 120 mm	4 047075 097012

KFN-Königsee Femurnagel

Titan



Art.-Nr. 7.1KF.10/210



Art.-Nr. 7.1KF.11/210



Art.-Nr. 7.1KF.12/210



3.157.34



3.428.110



7.311.12



7.311.30



7.311.01



3.310.52



7.313.120

Artikel-Nr.

Bezeichnung

EAN

Implantate - Schrauben

7.311.12	Verschlussschraube ohne Feststellbolzen für KFN; Länge 28 mm; M 12; Titanlegierung; TiOB®-beschichtet	
7.311.30	Verschlussschraube m.Feststellbolzen für KFN; Länge 30 mm; M 12; Titanlegierung; TiOB®-beschichtet	
7.311.01	Kompressionsschraube für DHS; M 4 x 27 mm; Länge 35 mm; SW 3.5; Titanlegierung	
3.310.52	Trageschraube Hülse für KFN; Ø 12 x 52 mm; Titanlegierung; TiOB®-beschichtet	

Implantate - Schrauben; Titanlegierung; TiOB®-beschichtet

7.313.70	Trageschraube für KFN; Ø 10 x 70 mm; Titan	
7.313.75	Trageschraube für KFN; Ø 10 x 75 mm; Titan	
7.313.80	Trageschraube für KFN; Ø 10 x 80 mm; Titan	
7.313.85	Trageschraube für KFN; Ø 10 x 85 mm; Titan	
7.313.90	Trageschraube für KFN; Ø 10 x 90 mm; Titan	
7.313.95	Trageschraube für KFN; Ø 10 x 95 mm; Titan	
7.313.100	Trageschraube für KFN; Ø 10 x 100 mm; Titan	
7.313.105	Trageschraube für KFN; Ø 10 x 105 mm; Titan	
7.313.110	Trageschraube für KFN; Ø 10 x 110 mm; Titan	
7.313.115	Trageschraube für KFN; Ø 10 x 115 mm; Titan	
7.313.120	Trageschraube für KFN; Ø 10 x 120 mm; Titan	
7.313.125	Trageschraube für KFN; Ø 10 x 125 mm; Titan	
7.313.130	Trageschraube für KFN; Ø 10 x 130 mm; Titan	

TiOB® ist ein in den EU-Staaten, in der Schweiz und in den USA eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

Es handelt sich um eine Oberflächenbeschichtung die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

HeBo | Edition 02 | 2020-02
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.