


Alle Vorteile auf einen Blick

- Nagel in 210 mm Länge;
unterschiedliche Durchmesser (10 mm - 13 mm)
- unterschiedliche CCD-Winkel (125° und 130°)
- lange Varianten der Nägel
- farbcodiertes Instrumentarium für leichtere Handhabung
- spezielles Trageschrauben-Design mit kontrolliertem Kompressionsweg von 15 mm, dadurch hohes Maß an Primärstabilität
- röntgendurchlässiger leichter kohlefaserverstärkter Kunststoff Zielbügel in Modular-Technik



Rotationssicherungsschraube, Trageschraube

Hülse d. Trageschraube; Verriegelungs-, Verschluss-, Kompressionsschraube



Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für den **KFN-Königsee Femurnagel** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Germany
bestellung@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498-550


Alle Implantate sind auf Anfrage
unsteril oder steril verpackt erhältlich.

www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH/HeBo | Edition 01 | 2020-03

KFN-KÖNIGSEE FEMURNAGEL

Proximaler Femurnagel



Indikationen

Frakturen des Femurs gem. der Müller Klassifikation AO 31 A1-A3.

Die **Anwendung der langen Verriegelungsnägel KFN** kommt dann in Frage, wenn zusätzlich im Schaftbereich

- Pathologische Frakturen
- ausgedehnte subtrochantäre Frakturen
- Kombinationsfrakturen (im proximalen Femur)
- Ipsilaterale Trochanterfrakturen vorhanden sind.

Zielgruppe

Die Versorgung mit dem KFN erfolgt bei adulten Patienten. Kinder oder Jugendliche, bei denen das Wachstum noch nicht abgeschlossen ist, dürfen nicht versorgt werden.



KFN mit Schrauben

Eigenschaften

Produkteigenschaften kurze Nägel:

- Länge: 210 mm
- kanüliert
- Titanlegierung
- Oberfläche anodisiert

Farbcodierung der Nageldurchmesser:

- Ø 10 mm: anodisiert lila
- Ø 11 mm: anodisiert grünblau
- Ø 12 mm: anodisiert blau
- Ø 13 mm: anodisiert braun

Produktvarianten:

- Art.-Nr. 7.1KF.XX/210
· CCD-Winkel: 130°
- Art.-Nr. 7.3KF.XX/210
· CCD-Winkel: 125°


Produkteigenschaften lange Nägel:

- Ø 10.5 mm
- kanüliert
- Titanlegierung
- goldgelb anodisiert

Produktvarianten:

- Art.-Nr. 7.1KF10,5L/XXX
(Femur links)
- Art.-Nr. 7.1KF10,5R/XXX
(Femur rechts)
- Längen: 340 mm, 420 mm
- CCD-Winkel: 130°
- Art.-Nr. 7.3KF10,5L/XXX
(Femur links)
- Art.-Nr. 7.3KF10,5R/XXX
(Femur rechts)
- Längen: 340 mm, 380 mm
- CCD-Winkel: 125°

Set KFN Königsee-Femur-Nagel




Siebkorb OP-Set Implantate KFN  Innensechskant




Art.-Nr. 7.1KF.10/210 Art.-Nr. 7.1KF.11/210 Art.-Nr. 7.1KF.12/210

Siebkorb1 Instrumente



Siebkorb 2 Instrumente



Siebkorb 3 Instrumente

