


Set Winkelstabile Laterale L-Tibiakopfplatte

für Schrauben Ø 4.5/6.0 mm; Großfragment; Stahl; Set-Nr. 19.402.00



Art.-Nr. 4.773.44



Set-Nr. 19.402.00



Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Platten		
L-Tibiakopfplatte mit konischem Gewinde 6.0/4.5; Stahl; links		
4.773.44	4 Loch; 95 mm x 14 mm	1
4.773.46	6 Loch; 127 mm x 14 mm	1
4.773.48	8 Loch; 159 mm x 14 mm	1
4.773.410	10 Loch; 191 mm x 14 mm	1



L-Tibiakopfplatte mit konischem Gewinde 6.0/4.5; Stahl; rechts		
4.774.44	4 Loch; 95 mm x 14 mm	1
4.774.46	6 Loch; 127 mm x 14 mm	1
4.774.48	8 Loch; 159 mm x 14 mm	1
4.774.410	10 Loch; 191 mm x 14 mm	1

Instrumente		
2.9406.35	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 4.5 - Ø 7.0 mm; SW 3.5 mm; Länge 215 mm, PPSU	1
2.977.02	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 70 mm; Großfragment	2
2.904.09	Spiralbohrer für SK; Ø 3.2 mm x 195 mm; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.953.90	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 4.5 mm und Ø 6.0 mm; MB 90 mm	1

Drähte		
6.031.18	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.8 mm x 150 mm; Stahl	5


Siebkorb		
19.400.00/8	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und proximale Tibiakopfplatten; Großfragment	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Schrauben		
Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde Ø 4.5 mm; Vollgewinde selbstschneidend; Stahl		
		
		
2.545.18	Länge 18 mm	5
2.545.20	Länge 20 mm	5
2.545.22	Länge 22 mm	5
2.545.24	Länge 24 mm	5
2.545.26	Länge 26 mm	5
2.545.28	Länge 28 mm	5
2.545.30	Länge 30 mm	5
2.545.32	Länge 32 mm	5
2.545.34	Länge 34 mm	5
2.545.36	Länge 36 mm	5
2.545.38	Länge 38 mm	5
2.545.40	Länge 40 mm	5
2.545.42	Länge 42 mm	5
2.545.45	Länge 45 mm	5
2.545.50	Länge 50 mm	5
2.545.55	Länge 55 mm	5



Spongiaschraube mit konischem Kopfgewinde Ø 6.0 mm; Vollgewinde selbstschneidend; Stahl		
		
		
2.163.55	Länge 55 mm	4
2.163.60	Länge 60 mm	4
2.163.65	Länge 65 mm	4
2.163.70	Länge 70 mm	4
2.163.75	Länge 75 mm	4
2.163.80	Länge 80 mm	4
2.163.85	Länge 85 mm	4
2.163.90	Länge 90 mm	4

Set Winkelstabile Laterale L-Tibiakopfplatte

für Schrauben Ø 4.5/6.0 mm; Großfragment; Stahl; Set-Nr. 19.402.00



Set-Nr. 19.402.00  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Schrauben		
Kortikalisschraube Ø 4.5 mm Vollgewinde; selbstschneidend Stahl		  Innensechskant
2.152.18	Länge 18 mm	5
2.152.20	Länge 20 mm	5
2.152.22	Länge 22 mm	5
2.152.24	Länge 24 mm	5
2.152.26	Länge 26 mm	5
2.152.28	Länge 28 mm	5
2.152.30	Länge 30 mm	5
2.152.32	Länge 32 mm	5
2.152.34	Länge 34 mm	5
2.152.36	Länge 36 mm	5
2.152.38	Länge 38 mm	5
2.152.40	Länge 40 mm	5
2.152.42	Länge 42 mm	5
2.152.45	Länge 45 mm	5
2.152.50	Länge 50 mm	5