

Set L- und T-Tibiakopfplatte lateral ws

winkelstabil; für Schrauben Ø 6.0/4.5 mm; Großfragment; Titan; Set-Nr. 19.407.00



Art.-Nr. 5.773.46




Art.-Nr. 5.777.46



Art.-Nr. 5.774.46




Art.-Nr. 5.778.46





Set-Nr. 19.407.00 Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
L-Tibiakopfplatte mit konischem Gewinde 6.0/4.5; Titan		
5.773.44	4 Loch; 95 x 14 mm; links	1
5.773.46	6 Loch; 127 x 14 mm; links	1
5.773.48	8 Loch; 159 x 14 mm; links	1
5.773.410	10 Loch; 191 x 14 mm; links	1
5.774.44	4 Loch; 95 x 14 mm; rechts	1
5.774.46	6 Loch; 127 x 14 mm; rechts	1
5.774.48	8 Loch; 159 x 14 mm; rechts	1
5.774.410	10 Loch; 191 x 14 mm; rechts	1

T-Tibiakopfplatte mit konischem Gewinde 6.0/4.5; Titan		
5.777.44	4 Loch; 95 x 14 mm; links	1
5.777.46	6 Loch; 127 x 14 mm; links	1
5.777.48	8 Loch; 159 x 14 mm; links	1
5.777.410	10 Loch; 191 x 14 mm; links	1
5.778.44	4 Loch; 95 x 14 mm; rechts	1
5.778.46	6 Loch; 127 x 14 mm; rechts	1
5.778.48	8 Loch; 159 x 14 mm; rechts	1
5.778.410	10 Loch; 191 x 14 mm; rechts	1


Implantate – Schrauben		
Spongiaschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 6.0 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan 		
Innensechskant		
3.163.55	Länge 55 mm	4
3.163.60	Länge 60 mm	4
3.163.65	Länge 65 mm	4

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Spongiaschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 6.0 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan 		
Innensechskant		
3.163.70	Länge 70 mm	4
3.163.75	Länge 75 mm	4
3.163.80	Länge 80 mm	4
3.163.85	Länge 85 mm	4
3.163.90	Länge 90 mm	4

Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan 		
Innensechskant		
3.545.18	Länge 18 mm	5
3.545.20	Länge 20 mm	5
3.545.22	Länge 22 mm	5
3.545.24	Länge 24 mm	5
3.545.26	Länge 26 mm	5
3.545.28	Länge 28 mm	5
3.545.30	Länge 30 mm	5
3.545.32	Länge 32 mm	5
3.545.34	Länge 34 mm	5
3.545.36	Länge 36 mm	5
3.545.38	Länge 38 mm	5
3.545.40	Länge 40 mm	5
3.545.42	Länge 42 mm	5
3.545.45	Länge 45 mm	5
3.545.50	Länge 50 mm	5
3.545.55	Länge 55 mm	5

Set L- und T-Tibiakopfplatte lateral ws

winkelstabil; für Schrauben Ø 6.0/4.5 mm; Großfragment; Titan; Set-Nr. 19.407.00





Set-Nr. Set-Nr. 19.407.00  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.9406.35	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 4.5 mm - Ø 7.0 mm; SW 3.5; Länge 215 mm	1
2.904.09	Spiralbohrer für SK; Ø 3.2 x 195 mm; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.977.02	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 70 mm; Großfragment	2
2.953.90	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 4.5 mm und Ø 6.0 mm; MB 90 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1

Drähte		
6.031.18	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.8 x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.400.00/8	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und proximale Tibiakopfplatten; Großfragment	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube Ø 4.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
 Innensechskant		
3.152.18	Länge 18 mm	5
3.152.20	Länge 20 mm	5
3.152.22	Länge 22 mm	5
3.152.24	Länge 24 mm	5
3.152.26	Länge 26 mm	5
3.152.28	Länge 28 mm	5
3.152.30	Länge 30 mm	5
3.152.32	Länge 32 mm	5
3.152.34	Länge 34 mm	5
3.152.36	Länge 36 mm	5
3.152.38	Länge 38 mm	5
3.152.40	Länge 40 mm	5
3.152.42	Länge 42 mm	5
3.152.45	Länge 45 mm	5
3.152.50	Länge 50 mm	5