

Set Winkelstabile Mediale Tibiakopfplatte

für Schrauben Ø 4.5/6.0 mm; Titan; Set-Nr. 19.409.00



Art.-Nr. 5.7192.36



Art.-Nr. 5.7182.36



Set-Nr. 19.409.00



Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Platten		
Mediale Tibiakopfplatte Ø 4.5 mm - 6.0 mm; Titan; winkelstabil		
5.7192.34	4 Loch; 77 mm x 14 mm; links	1
5.7192.36	6 Loch; 109 mm x 14 mm; links	1
5.7192.38	8 Loch; 141 mm x 14 mm; links	1
5.7182.34	4 Loch; 77 mm x 14 mm; rechts	1
5.7182.36	6 Loch; 109 mm x 14 mm; rechts	1
5.7182.38	8 Loch; 141 mm x 14 mm; rechts	1

Instrumente		
2.9405.35	Sechskantschraubendreher für Ø 4.5 mm - Ø 7.0 mm; SW 3.5 mm; Länge 215 mm; Silikon	1
2.904.09	Spiralbohrer für SK; Ø 3.2 mm x 195 mm; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.977.02	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 70 mm; GF	2
2.953.90	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 4.5 mm und Ø 6.0 mm; MB 90 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
10.502.32	Universalbohrbuchse; Ø 3.2 mm	1

Drähte		
6.031.18	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.8 mm x 150 mm; Stahl	5


Siebkorb		
19.400.10	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und mediale Tibiakopfplatten; GF	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Schrauben		
Spongiosaschraube mit konischem Kopfgewinde Ø 6.0 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
		
		
3.163.55	Länge 55 mm	4
3.163.60	Länge 60 mm	4
3.163.65	Länge 65 mm	4
3.163.70	Länge 70 mm	4
3.163.75	Länge 75 mm	4

Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde Ø 4.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
		
		
3.545.18	Länge 18 mm	5
3.545.20	Länge 20 mm	5
3.545.22	Länge 22 mm	5
3.545.24	Länge 24 mm	5
3.545.26	Länge 26 mm	5
3.545.28	Länge 28 mm	5
3.545.30	Länge 30 mm	5
3.545.32	Länge 32 mm	5
3.545.34	Länge 34 mm	5
3.545.36	Länge 36 mm	5
3.545.38	Länge 38 mm	5
3.545.40	Länge 40 mm	5
3.545.42	Länge 42 mm	5
3.545.45	Länge 45 mm	5
3.545.50	Länge 50 mm	5
3.545.55	Länge 55 mm	5


Set Winkelstabile Mediale Tibiakopfplatte

für Schrauben Ø 4.5/6.0 mm; Titan; Set-Nr. 19.409.00




Set-Nr. 19.409.00

 Innensechskant



Kortikalisschrauben



Spongiaschrauben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Schrauben		
Kortikalisschraube Ø 4.5 mm Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		  Innensechskant
3.152.18	Länge 18 mm	3
3.152.20	Länge 20 mm	3
3.152.22	Länge 22 mm	3
3.152.24	Länge 24 mm	3
3.152.26	Länge 26 mm	3
3.152.28	Länge 28 mm	3
3.152.30	Länge 30 mm	3
3.152.32	Länge 32 mm	3
3.152.34	Länge 34 mm	3
3.152.36	Länge 36 mm	3
3.152.38	Länge 38 mm	3
3.152.40	Länge 40 mm	3
3.152.42	Länge 42 mm	3
3.152.45	Länge 45 mm	3
3.152.50	Länge 50 mm	3