

H-Platten Mini



H-Platte Mini 1.5
9 x 8.2 mm; 4 Loch
Plattenstärke 0.9 mm



H-Platte Mini 2.0
12 x 11 mm; 4 Loch
Plattenstärke 0.9 mm

Gerade Platten Mini 2.0 ws

Gerade Platte Mini 2.0 ws
Plattenstärke 1.2 mm; Breite 5 mm



5.9012.05: 5 Loch; Länge 29 mm
5.9012.13: 13 Loch; Länge 77 mm

Gerade Platte Mini 2.0 ws rund Steg
Plattenstärke 1.2 mm; 4 Loch; 29 x 5 mm



Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für
MINIPLATTEN HAND
wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder
bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Deutschland
bestellung@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498-550


Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril
verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH/DaTi | Edition 01 | 2020-02

MINIPLATTEN HAND

Sortiment in Titan



 **Königsee**
Implantate

T-Platten Mini 2.0 ws

T-Platte Mini 2.0 ws schmal

Plattenstärke 1.2 mm; Breite 5 mm



5.9312.24: 2/4 Loch; Länge 30 mm
5.9312.26: 2/6 Loch; Länge 42 mm
5.9312.28: 2/8 Loch; Länge 54 mm

T-Platte Mini 2.0 ws breit

gerade; Plattenstärke 1.2 mm; Breite 5 mm



5.9332.34: 3/4 Loch; Länge 30 mm
5.9332.36: 3/6 Loch; Länge 42 mm
5.9332.38: 3/8 Loch; Länge 54 mm

T-Platte Mini ws Δ

3/4 Loch; Plattenstärke 1.2 mm; 33 x 5 mm



Y-Platte Mini 2.0 ws

Y-Form; Plattenstärke 1.2 mm; Breite 5 mm



5.9322.34: 3/4 Loch; Länge 33 mm
5.9322.36: 3/6 Loch; Länge 45 mm
5.9322.38: 3/8 Loch; Länge 57 mm

Kortikalisschraube ws

Ø 2.0 mm mit Tiefenstopp; Vollgewinde; selbstschneidend



 Innensechskant

Doppelstegplatte 2.0 ws



5.9052.04S: 4 Loch; 15 x 11 mm; schräg; Plattenstärke 1.2 mm

5.9052.07S: 7 Loch; 25 x 10 mm; schräg; Plattenstärke 1.2 mm

5.9052.10: 10 Loch; 45 x 11 mm; gerade; Plattenstärke 1.2 mm

K-Platte Mini 2.0 ws

6 Loch; Plattenstärke 1.2 mm; Länge 37 mm



Gerade Platten Mini

Gerade Platte Mini 1.5

20 Loch; Plattenstärke 1.0 mm; 100 x 4 mm



Gerade Platte Mini 2.0

mit Rundloch; Plattenstärke 1.0 mm; Breite 5 mm



5.900.03: 3 Loch; Länge 17 mm
5.900.04: 4 Loch; Länge 23 mm
5.900.05: 5 Loch; Länge 29 mm
5.900.06: 6 Loch; Länge 35 mm

T-Platten Mini 2.0

T-Platte Mini 2.0

Plattenstärke 1.5 mm; 50 x 5 mm



5.416.39: 3/9 Loch
5.416.49: 4/9 Loch

T-Platte Mini 2.0 Langloch – langloch im Schaft;

Plattenstärke 1.0 mm; Breite 5.5 mm



5.930.05: 5 Loch; Länge 43 mm

5.930.02: 2 Loch; Länge 22 mm

5.930.06: 6 Loch; Länge 50 mm

5.930.03: 3 Loch; Länge 29 mm

5.930.07: 7 Loch; Länge 57 mm

5.930.04: 4 Loch; Länge 36 mm

5.930.08: 8 Loch; Länge 64 mm

T-Platte Mini 2.0/2.7 – mit Rundloch 2.0 und 2.7;

Plattenstärke 1.0 mm; Breite 7 mm



5.850.05: 5 Loch; Länge 48 mm

5.850.02: 2 Loch; Länge 24 mm

5.850.06: 6 Loch; Länge 56 mm

5.850.03: 3 Loch; Länge 32 mm

5.850.07: 7 Loch; Länge 64 mm

5.850.04: 4 Loch; Länge 40 mm

5.850.08: 8 Loch; Länge 72 mm

Kortikalisschraube

Ø 2.0 mm; Vollgewinde; selbstschneidend



 Innensechskant