

Miniplatten Hand 2.0 ws

winkelstabil; für Schrauben Ø 2.0 mm; Plattenstärke 1.2 mm; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 5.9012.05
Art-Nr. S5.9012.05



Art.-Nr. 5.9022.04
Art.-Nr. S5.9022.04



Art.-Nr. 5.9052.04S
Art.-Nr. S5.9052.04S



Art.-Nr. 5.9052.07S
Art.-Nr. S5.9052.07S



Art.-Nr. 5.9012.13
Art.-Nr. S5.9012.13



Art.-Nr. 5.9032.06
Art.-Nr. S5.9032.06



Art.-Nr. 5.9052.10
Art.-Nr. S5.9052.10



Art.-Nr. 5.9312.26
Art.-Nr. S5.9312.26

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Gerade Platte Mini 2.0 ws				
5.9012.05		Gerade Miniplatte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm; 5 Loch; 29 mm x 5.0 mm; Titan	S5.9012.05	
5.9012.13		Gerade Miniplatte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm; 13 Loch; 77 mm x 5.0 mm; Titan	S5.9012.13	
Gerade Platte Mini 2.0 ws rund Steg				
5.9022.04		Mini-Stegplatte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm; 4 Loch; 29 mm x 5.0 mm; Titan	S5.9022.04	
K-Platte Mini 2.0 ws				
5.9032.06		K-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm; 6 Loch; Länge 37 mm; Titan	S5.9032.06	
Doppelstegplatte 2.0 ws				
5.9052.04S		Doppelstegplatte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm; 4 Loch; 15 mm x 11 mm; schräg; Titan	S5.9052.04S	
5.9052.07S		Doppelstegplatte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm; 7 Loch; 25 mm x 10 mm; schräg; Titan	S5.9052.07S	
5.9052.10		Doppelstegplatte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm; 10 Loch; 45 mm x 11 mm; gerade; Titan	S5.9052.10	
T-Platte Mini 2.0 ws schmal				
5.9312.24		Mini-T-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm/2.0 mm; 2/4 Loch; 30 mm x 5.0 mm; Titan	S5.9312.24	
5.9312.26		Mini-T-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm/2.0 mm; 2/6 Loch; 42 mm x 5.0 mm; Titan	S5.9312.26	
5.9312.28		Mini-T-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm/2.0 mm; 2/8 Loch; 54 mm x 5.0 mm; Titan	S5.9312.28	

Miniplatten Hand 2.0 ws

winkelstabil; für Schrauben Ø 2.0 mm; Plattenstärke 1.2 mm; Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 5.9332.36
Art.-Nr. S5.9332.36



Art.-Nr. 5.9322.36
Art.-Nr. S5.9322.36



Art.-Nr. 5.9342.34
Art.-Nr. S5.9342.34

Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Art.-Nr. steril	EAN steril
T-Platte Mini 2.0 ws breit				
5.9332.34		Mini-T-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm/2.0 mm; 3/4 Loch; 30 mm x 5.0 mm; gerade; Titan	S5.9332.34	
5.9332.36		Mini-T-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm/2.0 mm; 3/6 Loch; 42 mm x 5.0 mm; gerade; Titan	S5.9332.36	
5.9332.38		Mini-T-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm/2.0 mm; 3/8 Loch; 54 mm x 5.0 mm; gerade; Titan	S5.9332.38	
Y-Platte Mini 2.0 ws				
5.9322.34		Mini-T-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm/2.0 mm; 3/4 Loch; 33 mm x 5.0 mm; Y-Form; Titan	S5.9322.34	
5.9322.36		Mini-T-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm/2.0 mm; 3/6 Loch; 45 mm x 5.0 mm; Y-Form; Titan	S5.9322.36	
5.9322.38		Mini-T-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm/2.0 mm; 3/8 Loch; 57 mm x 5.0 mm; Y-Form; Titan	S5.9322.38	
T-Platte Mini 2.0 ws				
5.9342.34		Mini-T-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm/2.0 mm; 3/4 Loch; 33 mm x 5.0 mm; Titan	S5.9342.34	