

Set MF-Platte ws ISK T / IMPLANTATE steril

winkelstabil; für Schrauben Ø 2.0 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.508.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.508.00PS+



Art.-Nr. 5.9012.05
Art.-Nr. S5.9012.05



Art.-Nr. 5.9012.13
Art.-Nr. S5.9012.13



Art.-Nr. 5.9052.10
Art.-Nr. S5.9052.10



Art.-Nr. 5.9052.04S
Art.-Nr. S5.9052.04S




Art.-Nr. 5.9312.24
Art.-Nr. S5.9312.24



Art.-Nr. 5.9332.34
Art.-Nr. S5.9332.34



Art.-Nr. 5.9322.34
Art.-Nr. S5.9322.34



Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.508.00

Implantate im Set **steril verpackt** Set-Nr. 19.508.00PS+

 **Innensechskant**
Set-Nr. 19.508.00
nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Platten			
Gerade Platte Mini 2.0 ws			
5.9012.05	S5.9012.05	Gerade Miniplatte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm; 5 Loch; 29 mm x 5.0 mm; Titan	1
5.9012.13	S5.9012.13	Gerade Miniplatte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm; 13 Loch; 77 mm x 5.0 mm; Titan	1
Doppelstegplatte 2.0 ws			
5.9052.10	S5.9052.10	Doppelstegplatte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm; 10 Loch; 45 mm x 11 mm; gerade; Titan	1
5.9052.04S	S5.9052.04S	Doppelstegplatte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm; 4 Loch; 15 mm x 11 mm; schräg; Titan	1
T-Platte Mini 2.0 ws schmal			
5.9312.24	S5.9312.24	Mini-T-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm/2.0 mm; 2/4 Loch; 30 mm x 5.0 mm; Titan	1
T-Platte Mini 2.0 ws breit			
5.9332.34	S5.9332.34	Mini-T-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm/2.0 mm; 3/4 Loch; 30 mm x 5.0 mm; gerade; Titan	1
Y-Platte Mini 2.0 ws			
5.9322.34	S5.9322.34	Mini-T-Platte mit konischem Gewinde Ø 2.0 mm/2.0 mm; 3/4 Loch; 33 mm x 5.0 mm; Y-Form; Titan	1
Implantate – Schrauben			
Kortikalisschraube 2.0 ws ss			
			
3.114.08	S3.114.08	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 8.0 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.09	S3.114.09	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 9.0 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5

Set MF-Platte ws ISK T / IMPLANTATE steril

winkelstabil; für Schrauben Ø 2.0 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.508.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.508.00PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Schrauben			
3.114.10	S3.114.10	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 10 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.11	S3.114.11	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 11 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.12	S3.114.12	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.13	S3.114.13	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 13 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.14	S3.114.14	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.15	S3.114.15	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 15 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.16	S3.114.16	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.18	S3.114.18	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.20	S3.114.20	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5

Instrumente			
2.904.20	S2.904.20	Spiralbohrer für Schnellkupplung Ø 1.5 mm; Spirale 30 mm; 2-lippig; Länge 105 mm	1
2.977.06	—	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 2.0; für Bohrer Ø 1.5 mm; Länge 45 mm	2
2.9401.15A	—	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 1.5 mm und Ø 2.0 mm; Schlüsselweite 1.5 mm; demontierbar	1
2.953.51	—	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 2.0 mm; Messbereich 44 mm	1
2.954.01	—	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.948.15A	S2.948.15A	Ausdreheinstrument für Schnellkupplung; Schlüsselweite 1.5 mm	1
10.428.01	—	Biegezange für Miniplatten Ø 1.5 mm – 2.0 mm	1

Drähte			
6.031.08	S6.031.08	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 0.8 mm x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb			
19.507.00	—	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und winkelstabile Implantate Minifragment	1


Optional			
10.305.05	—	T-Griffstück mit Schnellkupplung; Länge 93.5 mm	—
2.9355.35/20	—	Silikongriffstück mit Ratsche und AO-Kupplung; Länge 165 mm; Ø 20 mm	—
2.9345.15	—	Drehmomentschraubendrehergriff; 0.7 Nm	—



Set MF-Platte ws ISK T / IMPLANTATE steril

winkelstabil; für Schrauben Ø 2.0 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.508.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.508.00PS+



 Innensechskant
Set-Nr. 19.508.00
nicht steril verpackt