

Miniplatten Hand


Standard; für Schrauben Ø 1.5 mm; Ø 2.0 mm; Ø 2.7 mm; Titan



Art.-Nr. 5.900.05



Art.-Nr. 5.402.20



Art.-Nr. 5.416.49



Art.-Nr. 5.930.06

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
Gerade Platte Mini 1.5 – Plattenstärke 1.0 mm		
5.404.15	Gerade Miniplatte 1.5; 20 Loch; 100 x 4 mm; Titan	 4047075004942
H-Platte Mini 1.5 – Plattenstärke 0.9 mm		
5.402.15	Mini-H-Platte 1.5; 4 Loch; 9 x 8.2 mm; Titan	 4047075004614
Gerade Platte Mini 2.0 – Plattenstärke 1.0 mm		
5.900.03	Gerade Miniplatte mit Rundloch 2.0; 3 Loch; 17 x 5 mm; Titan	 4047075011124
5.900.04	Gerade Miniplatte mit Rundloch 2.0; 4 Loch; 23 x 5 mm; Titan	 4047075011384
5.900.05	Gerade Miniplatte mit Rundloch 2.0; 5 Loch; 29 x 5 mm; Titan	 4047075011391
5.900.06	Gerade Miniplatte mit Rundloch 2.0; 6 Loch; 35 x 5 mm; Titan	 4047075011407
H-Platte Mini 2.0 – Plattenstärke 0.9 mm		
5.402.20	Mini-H-Platte 2.0; 4 Loch; 12 x 11 mm; Titan	 4047075004874
T-Platte Mini 2.0 – Plattenstärke 1.5 mm		
5.416.39	Mini-T-Platte 2.0/2.0; 3/9 Loch; 50 x 5 mm; Titan	 4047075005024
5.416.49	Mini-T-Platte 2.0/2.0; 4/9 Loch; 50 x 5 mm; Titan	 4047075005031
T-Platte Mini 2.0 Langloch – Plattenstärke 1.0 mm		
5.930.02	Mini-T-Platte 2.0; 2 Loch; 22 x 5.5 mm; Langloch im Schaft; Titan	 4047075011483
5.930.03	Mini-T-Platte 2.0; 3 Loch; 29 x 5.5 mm; Langloch im Schaft; Titan	 4047075011711
5.930.04	Mini-T-Platte 2.0; 4 Loch; 36 x 5.5 mm; Langloch im Schaft; Titan	 4047075011728
5.930.05	Mini-T-Platte 2.0; 5 Loch; 43 x 5.5 mm; Langloch im Schaft; Titan	 4047075011735
5.930.06	Mini-T-Platte 2.0; 6 Loch; 50 x 5.5 mm; Langloch im Schaft; Titan	 4047075011742
5.930.07	Mini-T-Platte 2.0; 7 Loch; 57 x 5.5 mm; Langloch im Schaft; Titan	 4047075011537
5.930.08	Mini-T-Platte 2.0; 8 Loch; 64 x 5.5 mm; Langloch im Schaft; Titan	 4047075011766

Miniplatten Hand

Standard; für Schrauben Ø 1.5 mm; Ø 2.0 mm; Ø 2.7 mm; Titan



Art.-Nr. 5.850.06

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
T-Platte Mini 2.0/2.7 – Plattenstärke 1.0 mm		
5.850.02	Mini-T-Platte mit Rundloch 2.0 und 2.7; 2 Loch; 24 x 7 mm; Titan	 4047075010196
5.850.03	Mini-T-Platte mit Rundloch 2.0 und 2.7; 3 Loch; 32 x 7 mm; Titan	 4047075010370
5.850.04	Mini-T-Platte mit Rundloch 2.0 und 2.7; 4 Loch; 40 x 7 mm; Titan	 4047075010325
5.850.05	Mini-T-Platte mit Rundloch 2.0 und 2.7; 5 Loch; 48 x 7 mm; Titan	 4047075010394
5.850.06	Mini-T-Platte mit Rundloch 2.0 und 2.7; 6 Loch; 56 x 7 mm; Titan	 4047075010400
5.850.07	Mini-T-Platte mit Rundloch 2.0 und 2.7; 7 Loch; 64 x 7 mm; Titan	 4047075010417
5.850.08	Mini-T-Platte mit Rundloch 2.0 und 2.7; 8 Loch; 72 x 7 mm; Titan	 4047075010424