

Miniplatten Hand 2.0 ws

winkelstabil; für Schrauben Ø 2.0 mm; Plattenstärke 1.2 mm; Titan



ArtNr. 5.9012.05



ArtNr. 5.9022.04



ArtNr. 5.9052.04S



ArtNr. 5.9332.36



ArtNr. 5.9012.13



ArtNr. 5.9032.06



ArtNr. 5.9312.26



ArtNr. 5.9342.34

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
|-------------|-------------|-----|
|-------------|-------------|-----|

Gerade Platte Mini 2.0 ws

| | | |
|-----------|--|--|
| 5.9012.05 | Gerade Miniplatte mit konischem Gewinde 2.0; 5 Loch; 29 x 5 mm; Titan |  4047075129799 |
| 5.9012.13 | Gerade Miniplatte mit konischem Gewinde 2.0; 13 Loch; 77 x 5 mm; Titan |  4047075129805 |

Gerade Platte Mini 2.0 ws rund Steg

| | | |
|-----------|---|--|
| 5.9022.04 | Mini-Stegplatte mit konischem Gewinde 2,0; 4 Loch; 29 x 5 mm; Titan |  4047075148806 |
|-----------|---|--|

K-Platte Mini 2.0 ws

| | | |
|-----------|--|--|
| 5.9032.06 | K-Platte mit konischem Gewinde 2.0; 6 Loch; Länge 37 mm; Titan |  4047075148813 |
|-----------|--|--|

Doppelstegplatte 2.0 ws

| | | |
|------------|--|--|
| 5.9052.04S | Doppelstegplatte mit konischem Gewinde 2.0; 4 Loch; 15 x 11 mm; schräg; Titan |  4047075129812 |
| 5.9052.07S | Doppelstegplatte mit konischem Gewinde 2.0; 7 Loch; 25 x 10 mm; schräg; Titan |  4047075148820 |
| 5.9052.10 | Doppelstegplatte mit konischem Gewinde 2.0; 10 Loch; 45 x 11 mm; gerade; Titan |  4047075129829 |

T-Platte Mini 2.0 ws schmal

| | | |
|-----------|---|--|
| 5.9312.24 | Mini-T-Platte mit konischem Gewinde 2.0/2.0; 2/4 Loch; 30 x 5 mm; Titan |  4047075129836 |
| 5.9312.26 | Mini-T-Platte mit konischem Gewinde 2.0/2.0; 2/6 Loch; 42 x 5 mm; Titan |  4047075158508 |
| 5.9312.28 | Mini-T-Platte mit konischem Gewinde 2.0/2.0; 2/8 Loch; 54 x 5 mm; Titan |  4047075158515 |

T-Platte Mini 2.0 ws breit

| | | |
|-----------|---|--|
| 5.9332.34 | Mini-T-Platte mit konischem Gewinde 2.0/2.0; 3/4 Loch; 30 x 5 mm; gerade; Titan |  4047075129850 |
| 5.9332.36 | Mini-T-Platte mit konischem Gewinde 2.0/2.0; 3/6 Loch; 42 x 5 mm; gerade; Titan |  4047075158539 |
| 5.9332.38 | Mini-T-Platte mit konischem Gewinde 2.0/2.0; 3/8 Loch; 54 x 5 mm; gerade; Titan |  4047075158546 |

T-Platte Mini 2.0 ws Δ


| | | |
|-----------|---|--|
| 5.9342.34 | Mini-T-Platte mit konischem Gewinde 2.0/2.0; 3/4 Loch; 33 x 5 mm; Titan |  4047075148837 |
|-----------|---|--|

Miniplatten Hand 2.0 ws

winkelstabil; für Schrauben Ø 2.0 mm; Plattenstärke 1.2 mm; Titan



Art-Nr. 5.9322.34



Art-Nr. 5.9322.36



Art-Nr. 5.9322.38

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | EAN |
|-------------|---|--|
| 5.9322.34 | Mini-T-Platte mit konischem Gewinde 2.0/2.0; 3/4 Loch; 33 x 5 mm; Y-Form; Titan |  4047075129843 |
| 5.9322.36 | Mini-T-Platte mit konischem Gewinde 2.0/2.0; 3/6 Loch; 45 x 5 mm; Y-Form; Titan |  4047075149612 |
| 5.9322.38 | Mini-T-Platte mit konischem Gewinde 2.0/2.0; 3/8 Loch; 57 x 5 mm; Y-Form; Titan |  4047075149629 |