

# Set Patella-Platte 3.5 vws STERIL

für Schrauben 3.5 Kopf 5.0; Titan; Set-Nr. 19.671.010PS+



Art.-Nr. S5.8513.11

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Platten		
S5.8513.11	Patellaplatte mit konischem Gewinde Ø 3.5 mm; Kopf Ø 5.0 mm; 11 Löcher; vorgebogen; variabel winkelstabil; Titan	2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Schrauben		
	Kortikalisschrauben mit konischem Kopfgewinde Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf Ø 5.0 mm; Titan  Innensechskant	
S3.136.12	Länge 12 mm	5
S3.136.14	Länge 14 mm	5
S3.136.16	Länge 16 mm	5
S3.136.18	Länge 18 mm	5
S3.136.20	Länge 20 mm	5
S3.136.22	Länge 22 mm	5
S3.136.24	Länge 24 mm	5
S3.136.26	Länge 26 mm	5
S3.136.28	Länge 28 mm	5
S3.136.30	Länge 30 mm	5
S3.136.32	Länge 32 mm	5
S3.136.36	Länge 36 mm	5
S3.136.40	Länge 40 mm	5






















































































































Kombinierbar mit:

19.671.010I

19.671.010


# Set Patella-Platte 3.5 vws STERIL

für Schrauben 3.5 Kopf 5.0; Titan; Set-Nr. 19.671.010PS+

Datenlogger

Set-Nr.: 19.671.010PS+



REF S5.8513.11  
**Patella-Platte 3.5**  
**LochØ5 vws**  
Länge 58 mm **UNI**

STERIL  
CE  
MAT ISO 5832-1 / ASTM F138  
Königsee Implantate GmbH  
OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf | Germany  
Ifu.koenigsee-implantate.de  
Free paper IFU +49 36738 498-0  
If seal is broken content of this package is not returnable for credit.