

Set Distale & prox. Radiusplatte 2.0/3.5 ws ISK T

winkelstabil; distal für Schrauben Ø 2.0/3.5 mm; proximal für Schrauben Ø 2.0/2.0 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.436.10



Art.-Nr. 5.892.53
Art.-Nr. S5.892.53




Art.-Nr. 5.884.23
Art.-Nr. S5.884.23



Art.-Nr. 5.898.63
Art.-Nr. S5.898.63



Art.-Nr. 5.884.24
Art.-Nr. S5.884.24



 Innensechskant
Set-Nr. 19.436.10
nicht steril verpackt

Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.436.10

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Platten			
Distale Radiusplatte 2.0/3.5 ws dorsal breit			
5.892.53	S5.892.53	Distale Radiusplatte mit konischem Gewinde im Kopf Ø 2.0/3.5 mm; 5/3 Loch; 63 mm x 10 mm; dorsal; rechts; Titan	1
5.893.53	S5.893.53	Distale Radiusplatte mit konischem Gewinde im Kopf Ø 2.0/3.5 mm; 5/3 Loch; 63 mm x 10 mm; dorsal; links; Titan	1
Distale Radiusplatte 2.0/3.5 ws palmar			
5.898.63	S5.898.63	Distale Radiusplatte mit konischem Gewinde im Kopf Ø 2.0/3.5 mm; 6/3 Loch; 50 mm x 10 mm; palmar; rechts; Titan	1
5.899.63	S5.899.63	Distale Radiusplatte mit konischem Gewinde im Kopf Ø 2.0/3.5 mm; 6/3 Loch; 50 mm x 10 mm; palmar; links; Titan	1
Proximale Radiusplatte 2.0 ws			
5.884.23	S5.884.23	Proximale Radiusplatte mit konischem Gewinde im Kopf Ø 2.0/2.0 mm; 2/3 Loch; 32 mm x 7.0 mm; Titan	1
5.884.24	S5.884.24	Proximale Radiusplatte mit konischem Gewinde im Kopf Ø 2.0/2.0 mm; 2/4 Loch; 40 mm x 7.0 mm; Titan	1

Implantate – Schrauben			
Kortikalisschraube 2.0 ss			
			
3.110.14	S3.110.14	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 14 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.110.16	S3.110.16	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 16 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.110.18	S3.110.18	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 18 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.110.20	S3.110.20	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 20 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.110.22	S3.110.22	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 22 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.110.24	S3.110.24	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 24 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5

Set Distale & prox. Radiusplatte 2.0/3.5 ws ISK T

winkelstabil; distal für Schrauben Ø 2.0/3.5 mm; proximal für Schrauben Ø 2.0/2.0 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.436.10


Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Schrauben			
Kortikalisschraube 2.0 ws ss 			
3.114.16	S3.114.16	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.18	S3.114.18	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.20	S3.114.20	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.22	S3.114.22	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.24	S3.114.24	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.26	S3.114.26	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.28	S3.114.28	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
3.114.30	S3.114.30	Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 1.5 mm; Titan	5
Kortikalisschraube 3.5 ss 			
3.132.14	S3.132.14	Kortikalisschraube; Ø 3.5 mm x 14 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	5
3.132.16	S3.132.16	Kortikalisschraube; Ø 3.5 mm x 16 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	5
3.132.18	S3.132.18	Kortikalisschraube; Ø 3.5 mm x 18 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	5
3.132.20	S3.132.20	Kortikalisschraube; Ø 3.5 mm x 20 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	5
3.132.22	S3.132.22	Kortikalisschraube; Ø 3.5 mm x 22 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	5
3.132.24	S3.132.24	Kortikalisschraube; Ø 3.5 mm x 24 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	5
Instrumente			
2.904.05	S2.904.05	Spiralbohrer für Schnellkupplung Ø 2.5 mm; Spirale 50 mm; 2-lippig; Länge 105 mm; blau	1
2.904.20	S2.904.20	Spiralbohrer für Schnellkupplung Ø 1.5 mm; Spirale 30 mm; 2-lippig; Länge 105 mm	1
2.9401.15A	—	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 1.5 mm und Ø 2.0 mm; Schlüsselweite 1.5 mm; Länge 139 mm; demontierbar	1
2.9406.25	—	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2.7 mm – 4.0 mm; Schlüsselweite 2.5 mm; Länge 215 mm; konisch	1
2.953.51	—	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 2.0 mm; Messbereich 44 mm	1
2.954.01	—	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.977.06	—	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 2.0; für Bohrer Ø 1.5 mm; Länge 45 mm	2
10.500.27A	—	Bohrbuchse mit Griff für Kleinfragment; für Bohrer Ø 2.5 mm; Griffhöhe 55 mm	1

Set Distale & prox. Radiusplatte 2.0/3.5 ws ISK T

winkelstabil; distal für Schrauben Ø 2.0/3.5 mm; proximal für Schrauben Ø 2.0/2.0 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.436.10

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Drähte			
6.031.14	S6.031.14	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.4 mm x 150 mm; Stahl	5
Siebkorb			
19.435.00	—	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Radiusplatten Minifragment	1
Optional			
2.948.15A	—	Ausdreheinstrument für Schnellkupplung; Schlüsselweite 1.5 mm	—
10.305.05	—	T-Griffstück mit Schnellkupplung; Länge 93.5 mm	—
2.9355.35/20	—	Silikongriffstück mit Ratsche und AO-Kupplung; Länge 165 mm; Ø 20 mm	—



 Innensechskant
Set-Nr. 19.436.10
nicht steril verpackt