


Set Instrumente Distale Radiusplatten 2.0 ws

für Schrauben Ø 2.0/3.5 mm; Set-Nr. 19.436.001



Set-Nr. 19.436.001  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.904.05	Spiralbohrer f.SK; Ø2,5x105; Spl50;2-lippig	1
2.904.20	Spiralbohrer f.SK; Ø1,5x105; Spl30;2-lippig	1
2.9401.15A	Sechskantschraubendreher m.Griff f.Ø1,5 u.Ø2,0;SW1,5;demont.	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher m.Griff f.Schr.Ø2,7-Ø4,0;SW2,5;kon.	1
2.948.15A	Ausdrehinstrument f.SK;SW 1.5	1
2.953.51	Messgerät m.Haken f.Schrauben Ø2,0;MB 44	1
2.977.06	Bohrbuchse f.winkelstabile Verschraubung 2,0;Ln 45	2
10.500.27A	Bohrbuchse m.Griff f.KF;Grifflänge 55	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Drähte		
6.031.14	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.4 mm x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.435.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Radiusplatten, Minifragment	1

Kombinierbar mit:

19.436.00 19.436.00PS
19.436.00PS+