

# Set Distale Radiusplatten 2.7 vws STERIL

variabel winkelstabil; mit Innensechsrund Größe 10; Titan; Set-Nr. 19.1161.00PS+



Art.-Nr. 5.9823.53



Art.-Nr. 5.9833.53




Art.-Nr. 5.9843.73



Art.-Nr. 5.9853.73

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Platten</b>		
<b>Distale Radiusplatte 2.7 vws schmal; variabel winkelstabil; Titan; steril verpackt</b>		
S5.9823.53	5 Kopflöcher; 3 Schafflöcher; 51 mm x 10 mm; rechts	1
S5.9823.54	5 Kopflöcher; 4 Schafflöcher; 60 mm x 10 mm; rechts	1
S5.9833.53	5 Kopflöcher; 3 Schafflöcher; 51 mm x 10 mm; links	1
S5.9833.54	5 Kopflöcher; 4 Schafflöcher; 60 mm x 10 mm; links	1

<b>Distale Radiusplatte 2.7 vws breit; variabel winkelstabil; Titan; steril verpackt</b>		
S5.9843.73	7 Kopflöcher; 3 Schafflöcher; 51 mm x 10 mm; rechts	1
S5.9843.74	7 Kopflöcher; 4 Schafflöcher; 60 mm x 10 mm; rechts	1
S5.9853.73	7 Kopflöcher; 3 Schafflöcher; 51 mm x 10 mm; links	1
S5.9853.74	7 Kopflöcher; 4 Schafflöcher; 60 mm x 10 mm; links	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Schrauben</b>		
Kortikalisschraube Ø 2.7 mm flacher Kopf; Vollgewinde selbstschneidend; Titan; steril verpackt  Innensechsrund		
S3.1281.12	Länge 12 mm	5
S3.1281.14	Länge 14 mm	5
S3.1281.16	Länge 16 mm	5
S3.1281.18	Länge 18 mm	5
S3.1281.20	Länge 20 mm	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Schrauben</b>		
winkelstabile Kortikalisschraube Ø 2.7 mm; Vollgewinde selbstschneidend; Titan; steril verpackt  Innensechsrund		
S3.1251.12	Länge 12 mm	5
S3.1251.14	Länge 14 mm	5
S3.1251.16	Länge 16 mm	5
S3.1251.18	Länge 18 mm	5
S3.1251.20	Länge 20 mm	5
S3.1251.22	Länge 22 mm	5
S3.1251.24	Länge 24 mm	5
S3.1251.26	Länge 26 mm	5
S3.1251.28	Länge 28 mm	5

Kombinierbar mit:

19.027.101

19.1161.00

