

Set Variabel Winkelstabile Radiusplatten 2.7

mit Innensechsrund Größe 10; Titan; Set-Nr. 19.1161.00



Art.-Nr. 5.9823.53




Art.-Nr. 5.9833.53



Art.-Nr. 5.9843.73



Art.-Nr. 5.9853.73



Set-Nr. 19.1161.00

Innensechsrund

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Platten		
Distale Radiusplatte 2.7; schmal; variabel winkelstabil; Titan		
5.9823.53	5 Kopflöcher; 3 Schaftlöcher 51 mm x 10 mm; rechts	1
5.9823.54	5 Kopflöcher; 4 Schaftlöcher 60 mm x 10 mm; rechts	1
5.9833.53	5 Kopflöcher; 3 Schaftlöcher 51 mm x 10 mm; links	1
5.9833.54	5 Kopflöcher; 4 Schaftlöcher 60 mm x 10 mm; links	1

Distale Radiusplatte 2.7; breit; variabel winkelstabil; Titan		
5.9843.73	7 Kopflöcher; 3 Schaftlöcher 51 mm x 10 mm; rechts	1
5.9843.74	7 Kopflöcher; 4 Schaftlöcher 60 mm x 10 mm; rechts	1
5.9853.73	7 Kopflöcher; 3 Schaftlöcher 51 mm x 10 mm; links	1
5.9853.74	7 Kopflöcher; 4 Schaftlöcher 60 mm x 10 mm; links	1

Instrumente		
2.904.03	Spiralbohrer für SK; Ø 2.0 mm x 105 mm; Spirallänge 30 mm; 2-lippig	1
2.9386.10	Schraubendreher mit Griff für Innensechsrund Größe 10	1
2.953.65	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 2.7 mm; Messbereich 60 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.977.19	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung 2.7; Länge 42 mm	1
2.977.11/3	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 2.7; Länge 44 mm; eingängiges Gewinde mit Rändel	2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Schrauben		
winkelstabile Kortikalisschraube Ø 2.7 mm; Vollgewinde selbstschneidend; Titan		
3.1251.12	Länge 12 mm	5
3.1251.14	Länge 14 mm	5
3.1251.16	Länge 16 mm	5
3.1251.18	Länge 18 mm	5
3.1251.20	Länge 20 mm	5
3.1251.22	Länge 22 mm	5
3.1251.24	Länge 24 mm	5
3.1251.26	Länge 26 mm	5
3.1251.28	Länge 28 mm	5


Kortikalisschraube Ø 2.7 mm flacher Kopf; Vollgewinde selbstschneidend; Titan		
3.1281.12	Länge 12 mm	5
3.1281.14	Länge 14 mm	5
3.1281.16	Länge 16 mm	5
3.1281.18	Länge 18 mm	5
3.1281.20	Länge 20 mm	5

Drähte		
6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.6 mm x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.1151.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/ Implantate Radiusplatte 2.7 mit Innensechsrund Größe 10	1

Set Variabel Winkelstabile Radiusplatten 2.7

mit Innensechsrund Größe 10; Titan; Set-Nr. 19.1161.00



Set-Nr. 19.1161.00

★ Innensechsrund