

Set Distale Radiusplatten 2.7 vws STERIL

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm; Titan; Set-Nr. 19.1163.00PS



Art.-Nr. 5.9823.53



Art.-Nr. 5.9833.53





Art.-Nr. 5.9843.73





Art.-Nr. 5.9853.73

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
Distale Radiusplatte 2.7 vws; schmal; variabel winkelstabil; Titan; steril verpackt		
S5.9823.53	5 Kopflöcher; 3 Schaftlöcher; 51 mm x 10 mm; rechts	1
S5.9823.54	5 Kopflöcher; 4 Schaftlöcher; 60 mm x 10 mm; rechts	1
S5.9833.53	5 Kopflöcher; 3 Schaftlöcher; 51 mm x 10 mm; links	1
S5.9833.54	5 Kopflöcher; 4 Schaftlöcher; 60 mm x 10 mm; links	1

Distale Radiusplatte 2.7 vws; breit; variabel winkelstabil; Titan; steril verpackt		
S5.9843.73	7 Kopflöcher; 3 Schaftlöcher; 51 mm x 10 mm; rechts	1
S5.9843.74	7 Kopflöcher; 4 Schaftlöcher; 60 mm x 10 mm; rechts	1
S5.9853.73	7 Kopflöcher; 3 Schaftlöcher; 51 mm x 10 mm; links	1
S5.9853.74	7 Kopflöcher; 4 Schaftlöcher; 60 mm x 10 mm; links	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube Ø 2.7 mm Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; steril verpackt   Innensechskant		
S3.120.18	Länge 18 mm	1
S3.120.20	Länge 20 mm	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
winkelstabile Kortikalisschraube Ø 2.7 mm; Vollgewinde selbstschneidend; Titan; steril verpackt   Innensechskant		
S3.125.18	Länge 18 mm	5
S3.125.20	Länge 20 mm	7
S3.125.22	Länge 22 mm	7
S3.125.24	Länge 24 mm	5

Kombinierbar mit:

19.027.001 19.1163.00
19.116.00

Set Distale Radiusplatten 2.7 vws STERIL

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm; Titan; Set-Nr. 19.1163.00PS

REF S3.120.18 Kortikalisschraube 2.7 ss 18 mm	REF S3.120.20 Kortikalisschraube 2.7 ss 20 mm	REF S3.125.18 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 18 mm	REF S3.125.18 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 18 mm	01	02	03	04	05
REF S3.125.18 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 18 mm	REF S3.125.18 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 18 mm	REF S3.125.18 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 18 mm	REF S3.125.20 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 20 mm	06	07	08	09	10
REF S3.125.20 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 20 mm	REF S3.125.20 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 20 mm	REF S3.125.20 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 20 mm	REF S3.125.20 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 20 mm	11	12	13	14	15
REF S3.125.20 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 20 mm	REF S3.125.20 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 20 mm	REF S3.125.20 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 20 mm	REF S3.125.22 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 22 mm	16	17	18	19	20
REF S3.125.22 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 22 mm	REF S3.125.22 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 22 mm	REF S3.125.22 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 22 mm	REF S5.9823.53 Distale Radiusplatte 2.7 vws schmal Kopfflöcher 5 Schafflöcher 3 Länge 51 mm R	21	22	23	24	25
REF S3.125.22 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 22 mm	REF S3.125.22 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 22 mm	REF S3.125.22 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 22 mm	REF S5.9823.54 Distale Radiusplatte 2.7 vws schmal Kopfflöcher 5 Schafflöcher 4 Länge 60 mm R	25	26	27	28	29
REF S3.125.22 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 22 mm	REF S3.125.24 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 24 mm	REF S3.125.24 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 24 mm	REF S5.9833.53 Distale Radiusplatte 2.7 vws schmal Kopfflöcher 5 Schafflöcher 3 Länge 51 mm L	29	30	31	32	33
REF S3.125.24 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 24 mm	REF S3.125.24 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 24 mm	REF S3.125.24 Kortikalisschraube 2.7 ws ss 24 mm	REF S5.9833.54 Distale Radiusplatte 2.7 vws schmal Kopfflöcher 5 Schafflöcher 4 Länge 60 mm L	37	38	39	40	41
			REF S5.9843.73 Distale Radiusplatte 2.7 vws breit Kopfflöcher 7 Schafflöcher 3 Länge 51 mm R	45	46	47	48	49
			REF S5.9843.74 Distale Radiusplatte 2.7 vws breit Kopfflöcher 7 Schafflöcher 4 Länge 60 mm R				44	
			REF S5.9853.73 Distale Radiusplatte 2.7 vws breit Kopfflöcher 7 Schafflöcher 3 Länge 51 mm L				46	
			REF S5.9853.74 Distale Radiusplatte 2.7 vws breit Kopfflöcher 7 Schafflöcher 4 Länge 60 mm L				48	
		Datenlogger					52	
								51