

Set Distale Radiusplatte 2.7 vws ISK T / IMPLANTATE steril

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm; mit Innensechskant SW 2.5; Titan
nicht steril verpackt Set-Nr. 19.1163.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.1163.00PS+



Art.-Nr. 5.9823.53
Art.-Nr. S5.9823.53




Art.-Nr. 5.9833.53
Art.-Nr. S5.9833.53



Art.-Nr. 5.9843.73
Art.-Nr. S5.9843.73




Art.-Nr. 5.9853.73
Art.-Nr. S5.9853.73



Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.1163.00

Implantate im Set **steril verpackt** Set-Nr. 19.1163.00PS+

 **Innensechskant**
Set-Nr. 19.1163.00
nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Platten			
Distale Radiusplatte 2.7 vws schmal			
5.9823.53	S5.9823.53	Distale Radiusplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 5/3 Loch; 51 mm x 10 mm; rechts; schmal; variabel winkelstabil; Titan	1
5.9823.54	S5.9823.54	Distale Radiusplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 5/4 Loch; 60 mm x 10 mm; rechts; schmal; variabel winkelstabil; Titan	1
5.9833.53	S5.9833.53	Distale Radiusplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 5/3 Loch; 51 mm x 10 mm; links; schmal; variabel winkelstabil; Titan	1
5.9833.54	S5.9833.54	Distale Radiusplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 5/4 Loch; 60 mm x 10 mm; links; schmal; variabel winkelstabil; Titan	1
Distale Radiusplatte 2.7 vws breit			
5.9843.73	S5.9843.73	Distale Radiusplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 7/3 Loch; 51 mm x 10 mm; rechts; breit; variabel winkelstabil; Titan	1
5.9843.74	S5.9843.74	Distale Radiusplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 7/4 Loch; 60 mm x 10 mm; rechts; breit; variabel winkelstabil; Titan	1
5.9853.73	S5.9853.73	Distale Radiusplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 7/3 Loch; 51 mm x 10 mm; links; breit; variabel winkelstabil; Titan	1
5.9853.74	S5.9853.74	Distale Radiusplatte mit konischem Gewinde Ø 2.7 mm; 7/4 Loch; 60 mm x 10 mm; links; breit; variabel winkelstabil; Titan	1

Implantate – Schrauben			
Kortikalisschraube 2.7 ws ss			
		 	
3.125.12	S3.125.12	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 12 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf Ø 5.0 mm; Innensechskant 2.5; Titan	5
3.125.14	S3.125.14	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf Ø 5.0 mm; Innensechskant 2.5; Titan	5
3.125.16	S3.125.16	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 16 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf Ø 5.0 mm; Innensechskant 2.5; Titan	5
3.125.18	S3.125.18	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf Ø 5.0 mm; Innensechskant 2.5; Titan	5
3.125.20	S3.125.20	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf Ø 5.0 mm; Innensechskant 2.5; Titan	5

Set Distale Radiusplatte 2.7 vws ISK T / IMPLANTATE steril

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm; mit Innensechskant SW 2.5; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.1163.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.1163.00PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
3.125.22	S3.125.22	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf Ø 5.0 mm; Innensechskant 2.5; Titan	5
3.125.24	S3.125.24	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf Ø 5.0 mm; Innensechskant 2.5; Titan	5
3.125.26	S3.125.26	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf Ø 5.0 mm; Innensechskant 2.5; Titan	5
3.125.28	S3.125.28	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf Ø 5.0 mm; Innensechskant 2.5; Titan	5

Kortikalisschraube 2.7 ss



3.120.12	S3.120.12	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 12 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5; Titan	5
3.120.14	S3.120.14	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 14 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5; Titan	5
3.120.16	S3.120.16	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 16 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5; Titan	5
3.120.18	S3.120.18	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 18 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5; Titan	5
3.120.20	S3.120.20	Kortikalisschraube; Ø 2.7 mm x 20 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5; Titan	5

Instrumente

2.904.03	S2.904.03	Spiralbohrer für Schnellkupplung Ø 2.0 mm; Spirale 30 mm; 2-lippig; Länge 105 mm; orange	1
2.9406.25	—	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2.7 mm - 4.0 mm; Schlüsselweite 2.5 mm; konisch	1
2.953.65	—	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 2.7 mm; Messbereich 60 mm	1
2.954.01	—	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.977.19	—	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung 2.7; Länge 42 mm	1
2.977.11/3	—	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 2.7; Länge 44 mm; eingängiges Gewinde mit Rändel	2

Drähte

6.031.16	S6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.6 mm x 150 mm; Stahl	5
----------	-----------	---	---

Siebkorb

19.115.00	—	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/Implantate Radius-Set 2.7	1
-----------	---	--	---

Optional


10.180.05	—	Zielblock für distale Radiusplatte 5.9823.xx; rechts	—
10.180.07	—	Zielblock für distale Radiusplatte 5.9843.xx; rechts	—
10.181.05	—	Zielblock für distale Radiusplatte 5.9833.xx; links	—
10.181.07	—	Zielblock für distale Radiusplatte 5.9853.xx; links	—



Set Distale Radiusplatte 2.7 vws ISK T / IMPLANTATE steril

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm; mit Innensechskant SW 2.5; Titan
nicht steril verpackt Set-Nr. 19.1163.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.1163.00PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Optional			
2.9345.25	—	Drehmomentschraubendrehergriff; 2,2 Nm	—
2.9355.35/20	—	Silikongriffstück mit Ratsche und AO-Kupplung; Länge 165 mm; Ø 20 mm	—
2.941.25A	—	Sechskantschraubendrehereinsatz für Schnellkupplung für Ø 2.7 mm – 4.0 mm; Schlüsselweite 2.5 mm; konisch; Länge 100 mm	—



 Innensechskant
Set-Nr. 19.1163.00
nicht steril verpackt

Set-Nr. 19.1163.00PS+ anwendbar mit: 19.027.001 MF-2.7-Instrumentarium ISK INSTRUMENTE
19.1163.00 Distale Radiusplatte 2.7 vws ISK T SET