

Ringplatten vws


variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.0 mm; Ø 2.7 mm; Plattenstärke 1.5 mm; Titan



Art.-Nr. 5.9953.14



Art.-Nr. 5.9953.14



Art.-Nr. 5.9953.16



Art.-Nr. 5.9953.16

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
Ringplatte 2.0 vws		
5.9953.14	Ringplatte mit konischem Gewinde 2.0; 7 Loch; Ø 14.0 mm; vws; Titan	 4047075129867
Ringplatte 2.7 vws		
5.9953.16	Ringplatte mit konischem Gewinde 2.7; 5 Loch; Ø 16.5 mm; vws; Titan	 4047075129874