


# Set Ringplatten vws

variabel winkelstabil; zwei Ebenen; Titan; Set-Nr. 19.439.00


## EBENE 1



Art.-Nr. 5.9953.14




Art.-Nr. 5.9953.16



Art.-Nr. 5.9953.14



Art.-Nr. 5.9953.16



Set-Nr. 19.439.00 Innensechskant

| Art.-Nr.                                                       | Bezeichnung                           | Menge |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Implantate – Platten                                           |                                       |       |
| Ringplatte mit konischem Gewinde; variabel winkelstabil; Titan |                                       |       |
| 5.9953.14                                                      | Ringplatte 2.0 vws; 7 Loch; Ø 14.0 mm | 1     |
| 5.9953.16                                                      | Ringplatte 2.7 vws; 5 Loch; Ø 16.5 mm | 1     |

|                                                                                                    |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| Implantate – Schrauben                                                                             |             |   |
| Kortikalisschraube Ø 2.0; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan                                     |             |   |
|  Innensechskant |             |   |
| 3.110.08                                                                                           | Länge 8 mm  | 2 |
| 3.110.10                                                                                           | Länge 10 mm | 2 |
| 3.110.12                                                                                           | Länge 12 mm | 2 |
| 3.110.14                                                                                           | Länge 14 mm | 2 |
| 3.110.16                                                                                           | Länge 16 mm | 2 |
| 3.110.18                                                                                           | Länge 18 mm | 2 |
| 3.110.20                                                                                           | Länge 20 mm | 2 |

|                                                                                                    |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| Winkelstabile Kortikalisschraube Ø 2.0; mit Tiefenstopp; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan      |             |   |
|  Innensechskant |             |   |
| 3.114.08                                                                                           | Länge 8 mm  | 5 |
| 3.114.10                                                                                           | Länge 10 mm | 5 |
| 3.114.12                                                                                           | Länge 12 mm | 5 |
| 3.114.14                                                                                           | Länge 14 mm | 5 |
| 3.114.16                                                                                           | Länge 16 mm | 5 |
| 3.114.18                                                                                           | Länge 18 mm | 5 |
| 3.114.20                                                                                           | Länge 20 mm | 5 |

| Art.-Nr.                                                                                           | Bezeichnung | Menge |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Implantate – Schrauben                                                                             |             |       |
| Winkelstabile Kortikalisschraube Ø 2.7; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan                       |             |       |
|  Innensechskant |             |       |
| 3.125.08                                                                                           | Länge 8 mm  | 5     |
| 3.125.10                                                                                           | Länge 10 mm | 5     |
| 3.125.12                                                                                           | Länge 12 mm | 5     |
| 3.125.14                                                                                           | Länge 14 mm | 5     |
| 3.125.16                                                                                           | Länge 16 mm | 5     |
| 3.125.18                                                                                           | Länge 18 mm | 5     |
| 3.125.20                                                                                           | Länge 20 mm | 5     |

|             |                                                    |   |
|-------------|----------------------------------------------------|---|
| Instrumente |                                                    |   |
| 2.954.01    | Selbthalende Schraubenpinzette                     | 1 |
| 2.977.06    | Bohrbuchse f.winkelstabile Verschraubung 2,0;Ln 45 | 2 |

## EBENE 2


|             |                                                              |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---|
| Instrumente |                                                              |   |
| 2.904.03    | Spiralbohrer f.SK;Ø2x105;Spl30;2-lippig                      | 1 |
| 2.904.20    | Spiralbohrer f.SK;Ø1,5x105; Spl30;2-lippig                   | 1 |
| 2.9102.14   | Fräser 80° f.Ringplatte Ø 14.0                               | 1 |
| 2.9102.16   | Fräser 100° f.Ringplatte Ø 16.0                              | 1 |
| 2.9406.25   | Sechskantschraubendreher m.Griff f.Schr.Ø2.7-Ø4.0;SW2.5;kon. | 1 |
| 2.9401.15A  | Sechskantschraubendreher m.Griff f.Ø1.5 u.Ø2.0;SW1.5;demont. | 1 |

# Set Ringplatten vws



variabel winkelstabil; zwei Ebenen; Titan; Set-Nr. 19.439.00

| Art.-Nr.  | Bezeichnung                                      | Menge |
|-----------|--------------------------------------------------|-------|
| Siebkorb  |                                                  |       |
| 19.438.00 | Siebkorb m.Einsatz f. Instrumente u. Ringplatten | 1     |

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                                 | Menge |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 2.953.51 | Messgerät m.Haken f.Schrauben Ø2,0;MB 44                    | 1     |
| 2.953.65 | Messgerät m.Haken f.Schrauben Ø2,7;MB 60                    | 1     |
| 2.977.10 | Bohrbuchse m.Griff f.variabel winkelst.Verschraub.;Ln 45;MF | 1     |
| 2.977.11 | Bohrbuchse f.winkelstabile Verschraubung 2,7;Ln 44          | 2     |
| 2.977.14 | Bohrbuchse f.variabel winkelstabile Verschraubung 2,0;Ln 45 | 1     |



Set-Nr. 19.439.00 komplett  Innensechskant



Set-Nr. 19.439.00 Ebene 1



Set-Nr. 19.439.00 Ebene 2