

Set Rückfußplatten 3.5 LochØ5 vws

variabel winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.524.00



Art.-Nr. 5.2813.23




Art.-Nr. 5.2823.38



Art.-Nr. 5.2833.33



Art.-Nr. 5.2933.02



Set-Nr. 19.524.00 Innensechskant

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|--|-------------------------|-------|
| Implantate – Platten | | |
| Fuß-Platte AD 3.5 LochØ5 vws; Titan | | |
| 5.2813.23 | 4 Loch; 23 x 20 mm | 1 |
| Fuß-Platte AD-Interposition 3.5 LochØ5 vws; Titan | | |
| 5.2813.33 | 5 Loch; 33 x 20 mm | 1 |
| Multi-AD-Platte 3.5 LochØ5 vws; Titan | | |
| 5.2823.38 | 6 Loch; 38 x 20 mm | 1 |
| 5.2823.53 | 8 Loch; 53 x 20 mm | 1 |
| 5.2823.83 | 12 Loch; 83 x 20 mm | 1 |
| T-AD-Platte 3.5 LochØ5 vws; Titan | | |
| 5.2833.33 | 2/2 Loch; 33 x 8 mm | 1 |
| VaWiKo® Lapidus Platte 3.5 LochØ5 plantar Stufe 2; Titan | | |
| 5.2923.02 | Stufe 2; Kopf 5; rechts | 1 |
| 5.2933.02 | Stufe 2; Kopf 5; links | 1 |

| Implantate – Schrauben | | |
|--|-------------|---|
| Kortikalisschraube 3.5 Kopf 5; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; TiOB® | | |
| 3.138.10 | Länge 10 mm | 2 |
| 3.138.12 | Länge 12 mm | 2 |
| 3.138.14 | Länge 14 mm | 2 |
| 3.138.16 | Länge 16 mm | 2 |
| 3.138.18 | Länge 18 mm | 2 |
| 3.138.20 | Länge 20 mm | 2 |
| 3.138.22 | Länge 22 mm | 2 |

| Implantate – Schrauben | | |
|--|-------------|---|
| Kortikalisschraube 3.5 Kopf 5; Vollgewinde; winkelstabil; selbstschneidend; Titan; TiOB® | | |
| 3.136.10 | Länge 10 mm | 5 |
| 3.136.12 | Länge 12 mm | 5 |
| 3.136.14 | Länge 14 mm | 5 |
| 3.136.16 | Länge 16 mm | 5 |
| 3.136.18 | Länge 18 mm | 5 |
| 3.136.20 | Länge 20 mm | 5 |
| 3.136.22 | Länge 22 mm | 5 |
| 3.136.24 | Länge 24 mm | 5 |
| 3.136.26 | Länge 26 mm | 5 |
| 3.136.28 | Länge 28 mm | 5 |
| 3.136.30 | Länge 30 mm | 5 |
| 3.136.32 | Länge 32 mm | 5 |
| 3.136.36 | Länge 36 mm | 5 |
| 3.136.40 | Länge 40 mm | 5 |

| Instrumente | | |
|-------------|--|---|
| 2.904.06 | Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 2.5 x 125 mm; SpL 60 mm; 2-lippig | 1 |
| 2.9406.25 | Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2,7 mm - Ø 4,0 mm; SW 2,5; konisch | 1 |
| 2.953.60 | Messgerät mit Haken für Schrauben mit konischem Kopf gewinde Ø 3.5 – Ø 4.0 mm; Messbereich 60 mm | 1 |

Set Rückfußplatten 3.5 LochØ5 vws

variabel winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.524.00


| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|----------|-------------|-------|
| 3.138.24 | Länge 24 mm | 2 |
| 3.138.26 | Länge 26 mm | 2 |
| 3.138.28 | Länge 28 mm | 2 |
| 3.138.30 | Länge 30 mm | 2 |
| 3.138.32 | Länge 32 mm | 2 |
| 3.138.36 | Länge 36 mm | 2 |
| 3.138.40 | Länge 40 mm | 2 |

| Siebkorb | | |
|-----------|---|---|
| 19.521.00 | Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Rückfußplatten 3.5 | 1 |

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge |
|----------|---|-------|
| 2.954.01 | Selbsthaltende Schraubenzange | 1 |
| 2.977.12 | Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung 3.5 mit Kopf Ø 5.0 mm | 1 |
| 2.977.13 | Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 3.5 mit Kopf Ø 5.0 mm | 2 |

| Drähte | | |
|----------|--|---|
| 6.031.10 | Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.0 x 150 mm; Stahl | 5 |



Siebkorb mit Schrauben und Instrumenten und dreiteiliger Implantate-Einsatz
Set-Nr. 19.524.00  Innensechskant

Information

TiOB® ist ein in den EU-Staaten, in der Schweiz und in den USA eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH. Es handelt sich um eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

DaTi | Edition 03 | 2020-05
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.