


## L-AD-Platte 3.5 schräg

Variabel winkelstabil; Plattenstärke 2.3 mm; für Schrauben  
Ø 3.5 mm; Kopf 5.0 mm; schräg; Titan



2/2 Loch  
33 x 8 mm  
links/rechts




2/3 Loch  
43 x 8 mm  
links/rechts

## LCF-Platte 3.5

Variabel winkelstabil; Plattenstärke 2.3 mm; für Schrauben  
Ø 3.5 mm; Kopf 5.0 mm; 8 Loch; Länge 74 mm; Titan



links/rechts



## Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für

### RÜCKFUßPLATTEN 3.5

wecken konnten, melden Sie sich bei uns



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-550


oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.

[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

Copyright © Königsee Implantate GmbH/DaTi | Edition 03 | 2022-07

## RÜCKFUßPLATTEN 3.5

Sortiment in Titan



... speziell für 3.5er und 2.7er Schrauben!

 **Königsee**  
Implantate

## Fuß-Platte AD 3.5

Variabel winkelstabil; Plattenstärke 2.3 mm; für Schrauben  
Ø 3.5 mm; Kopf 5.0 mm; Titan



4 Loch  
Länge 23 und 28 mm  
2 Varianten



## Fuß-Platte AD Interposition 3.5


Variabel winkelstabil; Plattenstärke 2.3 mm; für Schrauben  
Ø 3.5 mm; Kopf 5.0 mm; Breite 20 mm; Titan




5 Loch  
Länge 28 und 33 mm  
2 Varianten

## Multi-AD-Platte 3.5

Variabel winkelstabil; Plattenstärke 2.3 mm; für Schrauben  
Ø 3.5 mm; Kopf 5.0 mm; Breite 20 mm; Titan



6 Loch  
Länge 43 mm  
langer Steg



6 – 12 Loch  
Länge 43 - 83 mm  
4 Varianten

## T-AD-Platte 3.5

Variabel winkelstabil; Plattenstärke 2.3 mm; für Schrauben  
Ø 3.5 mm; Kopf 5.0 mm; Titan



2/2 Loch  
33 x 8 mm



2/2 Loch  
38 x 8 mm

## T-AD-Platte 3.5 DC

Variabel winkelstabil; 1 DC-Loch; Plattenstärke 2.3 mm;  
für Schrauben Ø 3.5 mm; Kopf 5.0 mm; Titan



2/2 Loch  
33 x 8 mm



2/2 Loch  
38 x 8 mm



2/3 Loch  
43 x 8 mm

### Information

Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Va-riabel winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert. VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

## Kortikalisschrauben

**Kortikalisschraube 3.5**  
**Kopf 5;** Vollgewinde;  
selbstschneidend; Titan;  
TiOB®

Innensechskant




**Kortikalisschraube 3.5**  
**Kopf 5;** Vollgewinde;  
winkelstabil; selbst-  
schneidend; Titan; TiOB®

Innensechskant



### Information

Das Set Rückfußplat-  
ten 3.5 LochØ5 vws  
ist kombinierbar mit  
dem Set Vorfußplat-  
ten 2.7 vws.



Set Rückfußplatten 3.5 vws

## VaWiKo® Lapidus Platte 3.5

Variabel winkelstabil; Plattenstärke 2.0 mm; für Schrauben  
Ø 3.5 mm; Kopf 5.0 mm; 41 x 13 mm; Titan



plantar Stufe 2  
links/rechts

