

Set Variabel Winkelstabile Distale Tibiaplatte


Kleinfragment; für Schrauben Ø 3.5 mm/ 4.0 mm; Titan; Set-Nr. 19.493.00



Art.-Nr. 5.732.05



Art.-Nr. 5.733.05



Set-Nr. 19.493.00





Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Platten		
Distale Tibiaplatte mit konischem Gewinde Ø 3.5 mm medial; variabel winkelstabil; Titan; rechts		
5.732.03	3 Loch, 76 mm x 14 mm	1
5.732.05	5 Loch, 108 mm x 14 mm	1
5.732.07	7 Loch, 140 mm x 14 mm	1
5.732.09	9 Loch, 172 mm x 14 mm	1

Distale Tibiaplatte mit konischem Gewinde Ø 3.5 mm medial; variabel winkelstabil; Titan; links		
5.733.03	3 Loch, 76 mm x 14 mm	1
5.733.05	5 Loch, 108 mm x 14 mm	1
5.733.07	7 Loch, 140 mm x 14 mm	1
5.733.09	9 Loch, 172 mm x 14 mm	1

Instrumente		
2.904.22	Spiralbohrer für SK; Ø 2.5 mm x 155 mm; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.904.25	Spiralbohrer für SK; Ø 3,0 mm x 155 mm; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.977.16	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 4,0; Ln 68	2
2.977.17	Bohrbuchse m.Griff für variabel winkelstabile Verschraubung 4,0; Ln 68	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2.7 mm - Ø 4.0 mm; SW 2.5 mm; konisch; PPSU	1
2.953.70	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 3.5 mm und Ø 4.0 mm; MB 70 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1


Drähte		
6.031.18	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.8 mm x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.492.00	Siebkorb m.Einsatz für Instrumente und distale Tibiaplatten; KF mit 3.148.	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Schrauben		
Winkelstabile Kortikalisschraube Ø 4.0 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
		
3.148.20	Länge 20 mm	5
3.148.22	Länge 22 mm	5
3.148.24	Länge 24 mm	5
3.148.26	Länge 26 mm	5
3.148.28	Länge 28 mm	5
3.148.30	Länge 30 mm	5
3.148.32	Länge 32 mm	5
3.148.34	Länge 34 mm	5
3.148.36	Länge 36 mm	5
3.148.38	Länge 38 mm	5
3.148.40	Länge 40 mm	5
3.148.42	Länge 42 mm	5
3.148.44	Länge 44 mm	5
3.148.46	Länge 46 mm	5
3.148.48	Länge 48 mm	5
3.148.50	Länge 50 mm	5
3.148.52	Länge 52 mm	5
3.148.54	Länge 54 mm	5
3.148.56	Länge 56 mm	5



Set Variabel Winkelstabile Distale Tibiaplatte

Kleinfragment; für Schrauben Ø 3.5 mm/ 4.0 mm; Titan; Set-Nr. 19.493.00



Set-Nr. 19.493.00

 Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate - Schrauben		
Kortikalisschraube Ø 3.5 mm Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		  Innensechskant
3.132.08	Länge 8 mm	2
3.132.10	Länge 10 mm	2
3.132.12	Länge 12 mm	2
3.132.16	Länge 16 mm	2
3.132.20	Länge 20 mm	4
3.132.22	Länge 22 mm	4
3.132.24	Länge 24 mm	4
3.132.26	Länge 26 mm	4
3.132.28	Länge 28 mm	4
3.132.30	Länge 30 mm	4
3.132.32	Länge 32 mm	4