

Set Distale Ulnaplatte 2.0


winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.506.00



Art.-Nr. 5.888.43



Art.-Nr. 5.889.43



Set-Nr. 19.506.00  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten*		
Distale Ulnaplatte mit konischem Gewinde 2.0; Titan		
5.888.43	4/3 Loch; 38 x 6 mm; rechts	1
5.888.46	4/6 Loch; 60 x 6 mm; rechts	1
5.889.43	4/3 Loch; 38 x 6 mm; links	1
5.889.46	4/6 Loch; 60 x 6 mm; links	1

Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde und Tiefenstopp; Ø 2.0 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
  Innensechskant		
3.114.10	Länge 10 mm	5
3.114.12	Länge 12 mm	5
3.114.14	Länge 14 mm	5
3.114.16	Länge 16 mm	5

Kortikalisschraube; Ø 2.0 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
  Innensechskant		
3.110.10	Länge 10 mm	5
3.110.12	Länge 12 mm	5
3.110.14	Länge 14 mm	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.904.20	Spiralbohrer f.SK; Ø1.5x105; Spl30; 2-lippig	1
2.977.06	Bohrbuchse f. winkelstabile Verschraubung 2.0; Ln 45	2
2.9401.15A	Sechskantschraubendreher m. Griff f. Ø 1.5 u. Ø 2.0; SW1.5; demont.	1
2.953.51	Messgerät m. Haken f. Schrauben Ø2.0; MB 44	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1


Siebkorb		
19.507.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und winkelstabile Implantate MF	1

*Optional erhältlich sind die Implantate 5.888.45 und 5.889.45



Set Distale Ulnaplatte 2.0

winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.506.00



Set-Nr. 19.506.00  Innensechskant