

# Set VaWiKo® EPI-Platte 4.0 vws ISK T

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0 mm; Titan; Set-Nr. 19.563.00



Art.-Nr. 5.6983.2122




Art.-Nr. 5.6983.2160



mit Kralle



ohne Kralle



Set-Nr. 19.563.00 Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Platten</b>		
<b>VaWiKo® EPI-Platte, TiOB®-beschichtet*</b>		
5.6983.2122	VaWiKo® EPI-Platte für Hemiepiphyseodese; Loch-Abstand 12; 2 Krallen	2
5.6983.2162	VaWiKo® EPI-Platte für Hemiepiphyseodese; Loch-Abstand 16; 2 Krallen	2
5.6983.2120	VaWiKo® EPI-Platte für Hemiepiphyseodese; Loch-Abstand 12; ohne Krallen	2
5.6983.2160	VaWiKo® EPI-Platte für Hemiepiphyseodese; Loch-Abstand 16; ohne Krallen	2

<b>Instrumente</b>		
2.977.17	Bohrbuchse mit Griff für var.winkelst. Verschr. 4,0; Ln68	1
2.950.150	Messstab für durchbohrte Schrauben Ø2,7-Ø4; Ln 150; MB 80	1
2.906.40	Vorbohrer SK3.0;BL60;DB1.8;skaliert;L100	1
2.9436.40	Sechskantschraubendr.mit Griff für Ø2.7-4; db; lØ1.7; SW2.5; L 215mm	1
2.977.16	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 4,0; Ln 68	2
2.904.25	Spiralbohrer SK3.0;Spirale60;2-lippig; L155	1
2.977.14	Bohrbuchse f.variabel winkelstabile Verschraubung 2,0;Ln 45	1
2.953.65	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø2,7; MB 60	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Schrauben</b>		
<b>Kortikalisschraube 4.0 ws ss, Titan</b> 		
3.148.22	Länge 22 mm	4
3.148.26	Länge 26 mm	4
3.148.30	Länge 30 mm	4
3.148.36	Länge 36 mm	4

<b>Implantate – Schrauben</b>		
<b>Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb Vollgewinde, Titan</b> 		
3.445.22	Länge 22 mm	4
3.445.26	Länge 26 mm	4
3.445.30	Länge 30 mm	4
3.445.36	Länge 36 mm	4

<b>Drähte</b>		
2.982.16	Führungsdraht; Ø1,6x150; Gew.10; Stahl	5
6.031.10	Kirschnerdraht mit Trokarsp.u.rd.Ende; Ø1x150; S	5

<b>Siebkorb</b>		
19.562.00	Siebkorb mit Einsatz für VaWiKo®EPI-Platteu.Instrumente	1

## Information

TiOB® beschreibt eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.

# Set VaWiKo® EPI-Platte 4.0 vws ISK T

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0 mm; Titan; Set-Nr. 19.563.00



Set-Nr. 19.563.00  Innensechskant