

Set VaWiKo® EPI-Platte 4.0 vws ISK T / IMPLANTATE steril


variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0 mm; Titan; TiOB®

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.563.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.563.00PS+




mit Krallen

Art.-Nr. 5.6983.2122
Art.-Nr. S5.6983.2122



ohne Krallen

Art.-Nr. 5.6983.2160
Art.-Nr. S5.6983.2160



Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.563.00

Implantate im Set **steril verpackt** Set-Nr. 19.563.00PS+

 **Innensechskant**
Set-Nr. 19.563.00
nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Platten			
VaWiKo® EPI-Platte			
5.6983.2122	S5.6983.2122	VaWiKo® EPI-Platte für Hemiepiphyseodese; Lochabstand 12; 2 Krallen	2
5.6983.2162	S5.6983.2162	VaWiKo® EPI-Platte für Hemiepiphyseodese; Lochabstand 16; 2 Krallen	2
5.6983.2120	S5.6983.2120	VaWiKo® EPI-Platte für Hemiepiphyseodese; Lochabstand 12; ohne Krallen	2
5.6983.2160	S5.6983.2160	VaWiKo® EPI-Platte für Hemiepiphyseodese; Lochabstand 16; ohne Krallen	2

Implantate – Schrauben			
Kortikalisschraube 4.0 ws ss			
			
3.148.22	S3.148.22	Kortikalisschraube; Ø 4.0 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	4
3.148.26	S3.148.26	Kortikalisschraube; Ø 4.0 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	4
3.148.30	S3.148.30	Kortikalisschraube; Ø 4.0 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	4
3.148.36	S3.148.36	Kortikalisschraube; Ø 4.0 mm x 36 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; Titan	4

Durchbohrte Schraube 4.0 DB1.8 ss sb			
			
3.445.22	S3.445.22	Durchbohrte Schraube; Ø 4.0 mm x 22 mm; Standard; Vollgewinde; InnenØ 1.8 mm; selbstbohrend; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	4
3.445.26	S3.445.26	Durchbohrte Schraube; Ø 4.0 mm x 26 mm; Standard; Vollgewinde; InnenØ 1.8 mm; selbstbohrend; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	4
3.445.30	S3.445.30	Durchbohrte Schraube; Ø 4.0 mm x 30 mm; Standard; Vollgewinde; InnenØ 1.8 mm; selbstbohrend; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	4
3.445.36	S3.445.36	Durchbohrte Schraube; Ø 4.0 mm x 36 mm; Standard; Vollgewinde; InnenØ 1.8 mm; selbstbohrend; selbstschneidend; Innensechskant 2.5 mm; TiOB®; Titan	4

Set VaWiKo® EPI-Platte 4.0 vws ISK T / IMPLANTATE steril

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0 mm; Titan; TiOB®

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.563.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.563.00PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Instrumente			
2.977.21	—	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung 4.0 mm; für Bohrer Ø 3.0 mm; Länge 68 mm	1
10.940.03	—	Bohrbuchse für Bohrbuchsensystem 10.940.00; für durchbohrte Schrauben Ø 4.0 mm; AußenØ 3.2 mm; InnenØ 1.9 mm	1
2.950.150	—	Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 2.7 mm – 4.0 mm; Länge 150 mm; Messbereich 80 mm	1
2.906.40	S2.906.40	Vorbohrer für Schnellkupplung 3.0 mm; Bohrlänge 60 mm; durchbohrt; InnenØ 1.8 mm; skaliert; Länge 100 mm	1
2.9436.40	—	Sechskantschraubendreher mit Griff für Ø 2.7 mm – 4.0 mm; durchbohrt; InnenØ 1.7 mm; Schlüsselweite 2.5 mm; Länge 215 mm	1
2.977.16	—	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 4.0 mm; für Bohrer Ø 3.0 mm; Länge 68 mm	2
2.904.25	S.2.904.25	Spiralbohrer für Schnellkupplung 3.0 mm; Spirale 60 mm; 2-lippig; Länge 155 mm	1
2.977.14	—	Bohrbuchse für variabel winkelstabile Verschraubung 2.0 mm; für Bohrer Ø 1.5 mm; Länge 45 mm	1
2.953.65	—	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 2.7 mm; Messbereich 60 mm	1
2.954.01	—	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1

Drähte			
2.982.16	—	Führungsdraht; Ø 1.6 mm x 150 mm; Gewinde 10 mm; Stahl	5
6.031.10	S.6.031.10	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.0 mm x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb			
19.562.00	—	Siebkorb mit Einsatz für VaWiKo® EPI-Platte und Instrumente	1

Information

Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Variabel winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert.

VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.


TiOB® beschreibt eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



Set VaWiKo® EPI-Platte 4.0 vws ISK T / IMPLANTATE steril

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0 mm; Titan; TiOB®

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.563.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.563.00PS+



 Innensechskant
Set-Nr. 19.563.00
nicht steril verpackt