

Set VaWiKo® Laterale Distale Fibulaplatte 3.5

variabel winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.474.00/2



Art.-Nr. 5.07813.09



Set-Nr. 19.474.00/2  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
VaWiKo® Laterale distale Fibulaplatte 3.5; Titan		
5.07813.06	4/2 Loch; Länge 83 mm	1
5.07813.07	4/3 Loch; Länge 96 mm	1
5.07813.09	4/5 Loch; Länge 122 mm	1

Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0; Titan 		
3.136.10	Länge 10 mm	4
3.136.12	Länge 12 mm	4
3.136.14	Länge 14 mm	4
3.136.16	Länge 16 mm	4
3.136.18	Länge 18 mm	4
3.136.20	Länge 20 mm	4
3.136.22	Länge 22 mm	4
3.136.24	Länge 24 mm	4

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube Ø 3.5 mm selbstschneidend, Vollgewinde; Titan 		
3.138.10	Länge 10 mm	2
3.138.12	Länge 12 mm	2
3.138.14	Länge 14 mm	2
3.138.16	Länge 16 mm	2
3.138.18	Länge 18 mm	2
3.138.20	Länge 20 mm	2
3.138.22	Länge 22 mm	2
3.138.24	Länge 24 mm	2
3.138.36	Länge 36 mm	2
3.138.38	Länge 38 mm	2
3.138.40	Länge 40 mm	2
3.138.42	Länge 42 mm	2
3.138.44	Länge 44 mm	2
3.138.46	Länge 46 mm	2
3.138.48	Länge 48 mm	2
3.138.50	Länge 50 mm	2

Set VaWiKo® Laterale Distale Fibulaplatte 3.5


variabel winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.474.00/2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.904.06	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 2,5 x 125 mm; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.904.10	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 3,5 x 110 mm; Spirallänge 40 mm; 2-lippig	1
2.977.12	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung 3,5 mit Kopf Ø 5,0 mm	1
2.977.13	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 3,5 mit Kopf Ø 5,0 mm	2
10.520.30	Doppelbohrbuchse mit Feder; Ø 2,5 mm/Ø 3,5 mm	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2,7 mm - Ø 4,0 mm; SW 2,5; konisch	1
2.953.60	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 3,5 mm - Ø 4,0 mm; MB 60 mm	1
2.924.35	Gewindebohrer für SK für Kortikalschrauben; Ø 3,5 x 110 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Zubehör		
3.200.02	Unterlegscheibe; A-Ø 7,0 mm / I-Ø 3,8 mm; Titan	3

Drähte		
6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1,6 x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.475.00/2	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/ Implantate für vws Platten Kleinfragment und Schrauben bis Länge 50 mm	1



Set-Nr. 19.474.00/2  Innensechskant