

# Set VaWiKo® Proximale Humerusplatte 4.0/3.5 STERIL

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0/3.5 mm; Titan; TiOB®; Set-Nr. 19.3752.00PS+




Art.-Nr. 5.07913.83




Art.-Nr. 5.07913.86

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
VaWiKo® Proximale Humerusplatte 4.0/3.5; vws; Titan; TiOB®-beschichtet; steril verpackt		
S5.07913.83	8/3 Loch; Länge 77 mm	1
S5.07913.84	8/4 Loch; Länge 93 mm	1
S5.07913.85	8/5 Loch; Länge 109 mm	1
S5.07913.86	8/6 Loch; Länge 125 mm	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; steril verpackt		
 <span style="color: #0070C0;">■</span> Innensechskant		
S3.132.22	Länge 22 mm	5
S3.132.24	Länge 24 mm	5
S3.132.26	Länge 26 mm	5
S3.132.28	Länge 28 mm	5
S3.132.30	Länge 30 mm	5
S3.132.32	Länge 32 mm	5
S3.132.34	Länge 34 mm	5
S3.132.36	Länge 36 mm	5
S3.132.38	Länge 38 mm	5
S3.132.40	Länge 40 mm	5
S3.132.42	Länge 42 mm	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Winkelstabile Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; steril verpackt		
 <span style="color: #0070C0;">■</span> Innensechskant		
S3.133.22	Länge 22 mm	5
S3.133.24	Länge 24 mm	5
S3.133.26	Länge 26 mm	5
S3.133.28	Länge 28 mm	5
S3.133.30	Länge 30 mm	5
S3.133.32	Länge 32 mm	5
S3.133.34	Länge 34 mm	5
S3.133.36	Länge 36 mm	5
S3.133.38	Länge 38 mm	5
S3.133.40	Länge 40 mm	5
S3.133.42	Länge 42 mm	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Winkelstabile Kortikalisschraube Ø 4.0 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; steril verpackt		
 <span style="color: #0070C0;">■</span> Innensechskant		
S3.148.34	Länge 34 mm	5
S3.148.36	Länge 36 mm	5
S3.148.38	Länge 38 mm	5
S3.148.40	Länge 40 mm	5
S3.148.42	Länge 42 mm	5
S3.148.44	Länge 44 mm	5
S3.148.46	Länge 46 mm	5
S3.148.48	Länge 48 mm	5
S3.148.50	Länge 50 mm	5
S3.148.52	Länge 52 mm	5
S3.148.54	Länge 54 mm	5
S3.148.56	Länge 56 mm	5

Kombinierbar mit:

19.035.001

19.3752.00

### Information

Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Variabel winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert. VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

TiOB® ist ein in den EU-Staaten, in der Schweiz und in den USA eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH. Es handelt sich um eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



Königsee Implantate GmbH  
 OT Aschau | Am Sand 4  
 07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550  
 Fax +49 36738 498-559

Mail [bestellung@koenigsee-implantate.de](mailto:bestellung@koenigsee-implantate.de)

Kostenfrei per Fax bestellen:  
 0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

DaTi | Edition 01 | 2020-04  
 Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

