

Set VaWiKo® Proximale Humerusplatte 4.0/3.5 STERIL

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0/3.5 mm; Titan; TiOB®; Set-Nr. 19.3753.00PS+




Art.-Nr. 5.07913.83



Art.-Nr. 5.07913.86

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
VaWiKo® Proximale Humerusplatte 4.0/3.5; vws; Titan; TiOB®-beschichtet; steril verpackt		
S5.07913.83	8/3 Loch; Länge 77 mm	1
S5.07913.84	8/4 Loch; Länge 93 mm	1
S5.07913.85	8/5 Loch; Länge 109 mm	1
S5.07913.86	8/6 Loch; Länge 125 mm	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; steril verpackt 		
S3.132.22	Länge 22 mm	5
S3.132.24	Länge 24 mm	5
S3.132.26	Länge 26 mm	5
S3.132.28	Länge 28 mm	5
S3.132.30	Länge 30 mm	5
S3.132.32	Länge 32 mm	5
S3.132.34	Länge 34 mm	5
S3.132.36	Länge 36 mm	5
S3.132.38	Länge 38 mm	5
S3.132.40	Länge 40 mm	5
S3.132.42	Länge 42 mm	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Winkelstabile Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; steril verpackt 		
S3.133.22	Länge 22 mm	5
S3.133.24	Länge 24 mm	5
S3.133.26	Länge 26 mm	5
S3.133.28	Länge 28 mm	5
S3.133.30	Länge 30 mm	5
S3.133.32	Länge 32 mm	5
S3.133.34	Länge 34 mm	5
S3.133.36	Länge 36 mm	5
S3.133.38	Länge 38 mm	5
S3.133.40	Länge 40 mm	5
S3.133.42	Länge 42 mm	5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Winkelstabile Spongiosa-schraube Ø 4.0 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan; steril verpackt 		
S3.147.34	Länge 34 mm	5
S3.147.36	Länge 36 mm	5
S3.147.38	Länge 38 mm	5
S3.147.40	Länge 40 mm	5
S3.147.42	Länge 42 mm	5
S3.147.44	Länge 44 mm	5
S3.147.46	Länge 46 mm	5
S3.147.48	Länge 48 mm	5
S3.147.50	Länge 50 mm	5
S3.147.52	Länge 52 mm	5
S3.147.54	Länge 54 mm	5
S3.147.56	Länge 56 mm	5

Kombinierbar mit:

19.035.001 19.3753.00
19.3752.00 19.3751.00

Information

Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Variabel winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert. VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

TiOB® ist ein in den EU-Staaten, in der Schweiz und in den USA eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH. Es handelt sich um eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

DaTi | Edition 01 | 2020-04
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Set VaWiKo® Proximale Humerusplatte 4.0/3.5 STERIL
variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 4.0/3.5 mm; Titan; TiOB®; Set-Nr. 19.3753.00PS+

