

Vorfuß-Stufen-AD-Platte 2.7 vws

Variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm;
5 Loch; 22 x 16 mm

(Zentrales, nicht winkelstabiles Loch zur Kompression)



Stufe 2 mm
gold



Stufe 3 mm
pink



Stufe 4 mm
hellblau



Stufe 5 mm
dunkelviolett

VaWiKo® T-Platte 2.7

Variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm;
2/7 Loch; Länge 73 mm; Plattenstärke 1.5 mm

(Platte ist kürzbar an verjüngten Stellen im Schaft)



Information: Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Variabel winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert.

VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für

VORFUßPLATTEN 2.7 vws

wecken konnten, melden Sie sich bei uns



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498-550

oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.

www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH/DaTi | Edition 01 | 2019-09

VORFUßPLATTEN

Sortiment in Titan



Y-Vorfußplatte 2.7 vws

Variabel winkelstabil; für Abstandshalter; für
Schrauben Ø 2.7 mm; 2/2 Loch; Plattenstärke
1.5 mm; 18 mm x 34 mm



Ergänzung für Y-Vorfußplatte

Abstandshalter für Vorfußplatte; 8.0 x 3.5 mm



Höhe
2.0 mm



Höhe
5.0 mm



Höhe
3.0 mm



Höhe
6.0 mm



Höhe
4.0 mm

Halteinstrument für Abstandshalter für Vorfuß-
platte Ø 12 mm; Länge 80 mm




Schraubenwanne für Vorfußplatte mit Abstands-
halter; 8 Fächer und Deckel für Schraubenwanne



 **Königsee**
Implantate


MTP-Arthrodesenplatte 2.7 vws

Variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm;
Plattenstärke 1.5 mm




Gerade Platte 2.7 vws

Variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm;
Plattenstärke 1.5 mm; Breite 8 mm




Doppelstegplatte 2.7 vws

Variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm;
Plattenstärke 1.6 mm; 4 Loch



Variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm;
Plattenstärke 1.6 mm; 16 x 37 mm; 8 Loch; Steg
1.5 mm



Vorfußplatten 2.7 vws im Set

Innensechskant



Standard
Kortikalisschraube
Ø 2.7 mm
Vollgewinde
selbstschneidend
flacher Kopf




Winkelstabile
Kortikalisschraube
Ø 2.7 mm
Vollgewinde
selbstschneidend
Kopf Ø 5.0 mm




Innensechsrund



Standard
Kortikalisschraube
Ø 2.7 mm
flacher Kopf
Vollgewinde
selbstschneidend




Winkelstabile
Kortikalisschraube
Ø 2.7 mm
Vollgewinde
selbstschneidend
Kopf Ø 5.0 mm



L-AD-Platte 2.7 vws

Variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm;
Plattenstärke 1.5 mm; Breite 8 mm; schräg



T-AD-Platte 2.7 vws

Variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 2.7 mm;
Plattenstärke 1.5 mm; Breite 8 mm

