

# WiKo® Anteriore Claviculaplatte 3.5

Medial und Lateral; Winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan; TiOB®



Art.-Nr. 5.3802.06



Art.-Nr. 5.3812.08

## Artikel-Nr. Bezeichnung

### WiKo® Anteriore mediale Claviculaplatte 3.5; Titan; TiOB®

5.3802.06	WiKo® Anteriore mediale Claviculaplatte 3.5; 6 Loch; Länge 80 mm
5.3802.07	WiKo® Anteriore mediale Claviculaplatte 3.5; 7 Loch; Länge 91 mm
5.3802.08	WiKo® Anteriore mediale Claviculaplatte 3.5; 8 Loch; Länge 103 mm

### WiKo® Anteriore laterale Claviculaplatte 3.5; Titan; TiOB®

5.3812.08	WiKo® Anteriore laterale Claviculaplatte 3.5; 8 Loch; Länge 105 mm
5.3812.09	WiKo® Anteriore laterale Claviculaplatte 3.5; 9 Loch; Länge 117 mm
5.3812.10	WiKo® Anteriore laterale Claviculaplatte 3.5; 10 Loch; Länge 128 mm

#### Information:

Der Systemname WiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Winkelstabile Kombination“ ab. Es handelt sich hierbei um eine Verplattungstechnologie, die eine stabile Verriegelung in einem vorgegebenen Winkel bietet.

Produkte mit dem Zusatz „®“ sind eingetragene Markenzeichen von Königsee Implantate GmbH.