

WiKo® Proximale Femur-Umstellungsplatte 3.5/6.0

Winkelstabile Durchbohrte Schraube Ø 6.0 mm; Stahl; DVO Pädiarisches Hüftsystem*



Art.-Nr. 4.6402.0403

Art.-Nr. 4.6402.0404

Art.-Nr. 4.6402.0603

Art.-Nr. 4.6402.0803

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
-------------	-------------	-----

WiKo® proximale Femur-Umstellungsplatte 3.5/6.0

4.6402.0403	WiKo® proximale Femur-Umstellungsplatte 3.5/6.0; 3 Loch; 70 mm; Bogentiefe 4	
4.6402.0404	WiKo® proximale Femur-Umstellungsplatte 3.5/6.0; 4 Loch; 81 mm; Bogentiefe 4	
4.6402.0603	WiKo® proximale Femur-Umstellungsplatte 3.5/6.0; 3 Loch; 73 mm; Bogentiefe 6	
4.6402.0604	WiKo® proximale Femur-Umstellungsplatte 3.5/6.0; 4 Loch; 84 mm; Bogentiefe 6	
4.6402.0803	WiKo® proximale Femur-Umstellungsplatte 3.5/6.0; 3 Loch; 77 mm; Bogentiefe 8	
4.6402.0804	WiKo® proximale Femur-Umstellungsplatte 3.5/6.0, 4 Loch; 88 mm; Bogentiefe 8	

in Verwendung mit drei Schraubenarten:

2.540.XX	Durchbohrte Schraube; Ø 6.0 mm; Innen-Ø 2.2 mm; Vollgewinde; selbstbohrend; selbstschneidend; winkelstabil; Stahl
2.133.XX	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl
2.132.XX	Kortikalisschraube; Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl

* Information:

Für das komplette Implantat-System sind die WiKo® proximale Femur-Umstellungsplatte, die winkelstabile durchbohrte Schraube Ø 6.0 mm sowie winkelstabile und nicht winkelstabile Kortikalisschrauben Ø 3.5 mm in entsprechenden Längen erforderlich.

DVO - Derotations-Varisations-Osteotomie

Der Systemname WiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Winkelstabile Kombination“ ab. Es handelt sich hierbei um eine Verplattungstechnologie, die eine stabile Verriegelung in einem vorgegebenen Winkel bietet. WiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.



Königsee Implantate GmbH
 OT Aschau | Am Sand 4
 07426 Allendorf | Deutschland
 Fon +49 36738 498-550
 Fax +49 36738 498-559
 Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
 0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

HeBo | Edition 02 | 2020-05
 Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.