

# Set WiKo® proximale Femur-Umstellungsplatte 3.5/6.0

DVO Pädiatrisches Hüftsystem; Kinderplatte; Stahl; Set-Nr. 19.561.10



Art-Nr. 4.6402.0404




Art-Nr. 4.6402.0803




Art-Nr. 4.6402.0603





Art-Nr. 4.6402.0403



Set-Nr. 19.561.10  Innensechskant


Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Platten</b>		
WiKo® proximale Femur-Umstellungsplatte; Stahl		
4.6402.0403	3.5/6.0; 3 Loch; 70 mm; Bogentiefe 4	1
4.6402.0404	3.5/6.0; 4 Loch; 81 mm; Bogentiefe 4	1
4.6402.0603	3.5/6.0; 3 Loch; 73 mm; Bogentiefe 6	1
4.6402.0604	3.5/6.0; 4 Loch; 84 mm; Bogentiefe 6	1
4.6402.0803	3.5/6.0; 3 Loch; 77 mm; Bogentiefe 8	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Schrauben</b>		
Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; winkelstabil; Stahl		
2.133.14	Länge 14 mm	3
2.133.16	Länge 16 mm	3
2.133.18	Länge 18 mm	3
2.133.20	Länge 20 mm	3
2.133.22	Länge 22 mm	3
2.133.24	Länge 24 mm	3
2.133.26	Länge 26 mm	3
2.133.28	Länge 28 mm	3
2.133.30	Länge 30 mm	3
2.133.32	Länge 32 mm	3
2.133.34	Länge 34 mm	3
2.133.36	Länge 36 mm	3
2.133.38	Länge 38 mm	3

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Schrauben</b>		
Durchbohrte Schraube Ø 6.0 mm; Vollgew.; selbstbohr.; selbstschneidend.; Innen-Ø 2.2 mm; winkelstabil; Stahl		
2.540.28	Länge 28 mm	2
2.540.30	Länge 30 mm	2
2.540.34	Länge 34 mm	2
2.540.38	Länge 38 mm	2
2.540.42	Länge 42 mm	2
2.540.46	Länge 46 mm	2
2.540.50	Länge 50 mm	2
2.540.52	Länge 52 mm	2
2.540.56	Länge 56 mm	2
2.540.60	Länge 60 mm	2
2.540.65	Länge 65 mm	2
Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl		
2.132.14	Länge 14 mm	2
2.132.16	Länge 16 mm	2
2.132.18	Länge 18 mm	2
2.132.20	Länge 20 mm	2
2.132.22	Länge 22 mm	2
2.132.24	Länge 24 mm	2
2.132.26	Länge 26 mm	2
2.132.28	Länge 28 mm	2
2.132.30	Länge 30 mm	2
2.132.32	Länge 32 mm	2
2.132.34	Länge 34 mm	2
2.132.36	Länge 36 mm	2
2.132.38	Länge 38 mm	2

# Set WiKo® Proximale Femur-Umstellungsplatte 3.5/6.0


DVO Pädiatrisches Hüftsystem; Kinderplatte; Stahl; Set-Nr. 19.561.10




obere Ebene, Umstellungsplatten und Dreieckzielplatten



obere Ebene, Instrumente Großfragment



untere Ebene, Instrumente Kleinfragment



untere Ebene, Zielgerät und Zielhülse

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Instrumente</b>		
10.230.01	Dreieckzielplatte 80°/70°/30°	1
10.230.02	Dreieckzielplatte 90°/50°/40°	1
10.230.03	Dreieckzielplatte 100°/60°/20°	1
10.230.20	Zielgerät; variabel	1
10.230.21	Halteinstrument für Zielgerät 10.230.20	1
10.230.24	Zielhülse für Schraubendreher; Außen-Ø 15 mm; Länge 80 mm; Innen Ø 7.0 mm	1
10.230.22	Reinigungsadapter f. Zielgerät 10.230.20; Ø 6.2 mm; für Schlauchanschluss	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
<b>Großfragment</b>		
2.942.02	Sechskantschraubendreher mit T-Griff für Schrauben Ø 4.5 - 7.0 mm; durchbohrt; Innen Ø 2.2 mm	1
2.908.40	Spiralbohrer mit Dreikantschaft; Ø 4.0 mm x 230 mm; Spirallänge 40 mm; durchbohrt; Innen Ø 2.1 mm; 3-lippig	1
2.952.230	Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 6.5 mm und Ø 7.0 mm; Messbereich 230 mm	1
<b>Kleinfragment</b>		
2.9405.25	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2.7 mm - 4.0 mm; Schlüsselweite 2.5; konisch	1
2.904.22	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 2.5 x 155 mm; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.977.04	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 68 mm	2
10.500.04	Bohrbuchse für Neutral- und Kompressionsstellung; Ø 2.5 mm	1
2.953.70	Messgerät mit Haken für Schrauben mit konischem Kopfgewinde Ø 3.5 und Ø 4.0 mm; Messbereich 70 mm	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Drähte</b>		
6.031.20	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 2.0 mm x 150 mm; Stahl	5
6.041.20/230	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 2.0 mm x 230 mm; Stahl	5
<b>Siebkorb</b>		
19.560.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate für WiKo®-DVO; Pädiatrisches Hüftsystem	1

## Information:

Der Systemname WiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Winkelstabile Kombination“ ab. Es handelt sich hierbei um eine Verplattungstechnologie, die eine stabile Verriegelung in einem vorgegebenen Winkel bietet.


WiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

DVO - Derotations-Varisations-Osteotomie




# Set WiKo® Proximale Femur-Umstellungsplatte 3.5/6.0

DVO Pädiatrisches Hüftsystem; Kinderplatte; Stahl; Set-Nr. 19.561.10



Set-Nr. 19.561.10, obere Ebene  Innensechskant



Set-Nr. 19.561.10, untere Ebene  Innensechskant