



Set Calcaneus Platte 3.5/4.0 vws


variabel winkelstabil; für Schrauben 3.5/4.0 mm; Titan; Set-Nr. 19.326.00




Art.-Nr. 5.894.00




Art.-Nr. 5.895.00



Art.-Nr. 5.8783.09





Art.-Nr. 5.8793.09




Set-Nr. 19.326.00  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten		
Calcaneus Platte 3.5/4.0 vws mit Ausleger; Titan		
5.894.00	Fersenbeinplatte m. kon. Gew. 3,5 und 4,0; 10 Loch; Länge 72 mm; vws, rechts	1
5.895.00	Fersenbeinplatte m. kon. Gew. 3,5 und 4,0; 10 Loch; Länge 72 mm; vws, links	1
Calcaneus Platte 3.5/4.0 vws mit Stegen; Titan		
5.8783.09	Fersenbeinplatte m. kon. Gew. 3,5 und 4,0; 9 Loch; Länge 65 mm; vws, rechts	1
5.8793.09	Fersenbeinplatte m. kon. Gew. 3,5 und 4,0; 9 Loch; Länge 65 mm; vws, links	1


Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
Durchbohrte Schraube Ø 4.0 mm; Gewinde 14; selbstbohrend, selbstschneidend; rückschneidend; Titan 		
3.440.40	Länge 40 mm	3
3.440.42	Länge 42 mm	3
3.440.44	Länge 44 mm	3
3.440.46	Länge 46 mm	3
3.440.48	Länge 48 mm	3
3.440.50	Länge 50 mm	3
3.440.55	Länge 55 mm	3

Implantate – Schrauben		
Spongiaschraube Ø 4.0 mm; Vollgewinde; Titan 		
3.145.22	Länge 22 mm	3
3.145.26	Länge 26 mm	3
3.145.30	Länge 30 mm	3
3.145.35	Länge 35 mm	3
3.145.40	Länge 40 mm	3
3.145.45	Länge 45 mm	3
3.145.50	Länge 50 mm	3


Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan		
		
3.133.22	Länge 22 mm	5
3.133.26	Länge 26 mm	5
3.133.30	Länge 30 mm	5
3.133.35	Länge 35 mm	5
3.133.40	Länge 40 mm	5
3.133.45	Länge 45 mm	5
3.133.50	Länge 50 mm	5

Set Calcaneus Platte 3.5/4.0 vws

variabel winkelstabil; für Schrauben 3.5/4.0 mm; Titan; Set-Nr. 19.326.00



Set-Nr. 19.326.00  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
	Spongiosaschraube mit konischem Kopfgewinde Ø 4.0 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan 	
3.147.22	Länge 22 mm	5
3.147.26	Länge 26 mm	5
3.147.30	Länge 30 mm	5
3.147.35	Länge 35 mm	5
3.147.40	Länge 40 mm	5
3.147.45	Länge 45 mm	5
3.147.50	Länge 50 mm	5

Implantate – Drähte		
6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.6 x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.325.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/Implantate für Fersenbeinset - variabel ws	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.950.150	Messstab für durchbohrte Schrauben Ø 2,7- Ø 4.0 mm; Länge 150 mm; MB 80 mm	1
2.9436.40	Sechskantschraubendreher m. Griff f. Ø 2.7- 4.0 mm; db; IØ 1.7mm; SW2.5; L 215 mm	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher m. Griff f. Schr. Ø 2.7mm - Ø 4.0mm; SW 2.5; konisch	1
2.953.60	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 3.5 mm - Ø 4.0 mm; MB 60 mm	1
2.977.08	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung; Länge 45 mm; KF	1
2.977.01	Bohrbuchse f. winkelstabile Verschraubung; Länge 45mm; KF	2
2.954.01	Selbsthalt. Schraubenpinzette	1
2.904.06	Spiralbohr. f. SK; Ø 2.5 x 125; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.906.40	Vorbohrer für Schnellkupplung; Ø 3.0x100 mm; BL 60 mm; db; IØ 1.8 mm	1